



STREPACOL®

STREPACOL® Streptococcal Extracellular Antigens

Nuovo test rapido in Emoagglutinazione per la determinazione degli anticorpi specifici verso i 5 isoenzimi dello Streptococco β emolitico di gruppo A (antigeni extracellulari) nel siero, plasma e sangue periferico. Il reagente STREPACOL™ è formato da una sospensione standardizzata di emazie di montone sensibilizzate con gli isoenzimi dello Streptococco di gruppo A (Streptolisina-O, Streptochinasi, Laluronidasi, DNasi-B e NADasi) che agglutinano se il siero in esame con il quale vengono messi a contatto contiene anticorpi contro uno o più isoenzimi dello Streptococco A. In presenza di anticorpi nel campione in esame gli eritrociti producono una reazione di agglutinazione visibile. In assenza di anticorpi nel campione in esame, non si evidenzierà alcuna reazione di agglutinazione

STREPACOL®

SPECIFICHE

- Anticorpi specifici verso i 5 isoenzimi dello Streptococco β emolitico di gruppo A
- Eritrociti di montone sensibilizzati con gli isoenzimi dello streptococco di gruppo A
- Controllo Positivo, Negativo e Accessori
- Campione: Siero, Plasma e Sangue Intero
- 🕒 Tempo del saggio: 2 minuti



INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice Dispositivo
STREP-50

Dispositivo
STREPACOL®

Confezione
50 test