

BARTONELLA Henselae Elisa Test

Bartonella henselae is a fastidious and slow growing gram negative bacterium causing cat scratch disease (CSD) in immunocompetent patients or bacillary angiomatosis in immunosuppressed patients. This zoonotic pathogen is distributed worldwide. The NovaLisa® Bartonella ELISA is a new assay for the qualitative determination of specific antibodies against Bartonella in human serum or plasma (heparin).



FEATURES

- ELISA test Antibodies
- Sample: Serum or Plasma
- ⌚ Time: 105 min.
- Sample Volume: 10 µl
- Sensitivity: 100 %
- Specificity: 94.3 %
- Agreement: 95.4 %
- 96 test/kit
- CE marked

BARTONELLA Henselae Elisa Test

La bartonellosi è un'infezione causata da microorganismi batterici del genere Bartonella. Esistono diverse specie di questo batterio, ma l'infezione nota come la "malattia da graffio di gatto", è più comunemente causata dalla Bartonella Henselae di tipo II. Il NovaLisa® Bartonella ELISA è un nuovo test per la determinazione qualitativa degli anticorpi specifici contro la Bartonella nel siero o plasma umano (eparina).

SPECIFICHE

- Test ELISA per la ricerca di anticorpi specifici
- Campioni: Siero o Plasma
- ⌚ Tempo del saggio: 105 min.
- Volume campione: 10 µl
- Sensibilità: 100 %
- Specificità: 94.3 %
- Automatizzabile sulle più comuni piattaforme automatiche
- 96 test/kit
- CE marked

Il kit ELISA di NovaLisa® Bartonella (BAR0900) è stato sviluppato da NovaTec GmbH in collaborazione con l'Istituto di microbiologia medica e igiene ospedaliera dell'Ospedale Universitario di Francoforte sul Meno



Ordering Information:

BARTONELLA Henselae ELISA
Product Code: BAR0900
Packaging: 96 test



Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare srl
68 - Tremestieri Etneo
Catania, IT 95030
Phone: 095 - 725 68 69 (0039)
Fax: 095 - 725 44 54 (0039)