

# APOTI® FLUORESCENCE READER

APOTI® Reader nuovo Analizzatore Point of Care con tecnologia in FLUORESCENZA per la misura quantitativa di Biomarcatori su campioni di siero, plasma, sangue intero, feci diluite e tamponi.




## SPECIFICHE

- Metodo quantitativo Point of Care
  - Principio: Fluorescenza
- Campioni: urine, siero, plasma, sangue intero, feci e tamponi
  - ⌚ Risultato in 10 minuti
  - Memoria interna: 8 GB
  - Connessione: USB
- Identificazione test: Barcode



## TEST DISPONIBILI:



APOTI® FLUORESCENCE READER  
Codice Prodotto: AFR-ACO-200

thirdgeneration