

trade diagnostical products
for clinical laboratories
products for life.

PROFESSIONAL PRODUCT LIST

2022

AMBULATORI MEDICI

FARMACIE

SELF-HELP PEDIATRICO

Immunological Rapid Tests for Laboratory Diagnostics

Lateral Flow

ImmunoFlow

DipStick

P.O.C.T.

MERIDIAN HEALTHCARE

LEADER IN RAPID DIAGNOSTIC TESTS (RDT)

Sistemi IVD completi di facile utilizzo a lettura visiva da utilizzare come ausilio nella diagnosi di primo livello di varie patologie.

Target:

medici specialisti, pediatri, farmacie, ambulatori e reparti



INDICE - INDEX

PRODUCT NAME	PAGE
GRAVIDANZA - PREGNANCY	1
<ul style="list-style-type: none"> HCG AMNIOQUICK® PROM FIBRONECTINA FETALE (fFN) 	
MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	3
<ul style="list-style-type: none"> CHLAMYDIA Trachomatis HERPES 1 e 2 ANTICORPI NEISSERIA Gonorrhoeae Ag MONONUCLEOSIS IM STREPTOCOCCUS Group B Antigen SYPHILIS TP Ab CANDIDA ALBICANS Antigen TRICHOMONAS Vaginalis Ag GARDNERELLA Vaginalis EBV IgG VCA MYCOPLASMA Genitalium 	
VAGINOSI BATTERICA - BACTERIAL VAGINOSIS	4
<ul style="list-style-type: none"> PH VAGINALE 	
INFECTIOUS DISEASE HIV	5
<ul style="list-style-type: none"> EXACTO® PRO HIV 	
INFEZIONI RESPIRATORIE RESPIRATORY DISEASES	6
<ul style="list-style-type: none"> MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG e IgM MYCOPLASMA PNEUMONIAE Antigene CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM STREPTO A Antigene TUBERCOLOSI IgG-IgM ADENOVIRUS RESP. Antigene RSV - Virus Respiratorio Sinciziale INFLUENZA A+B Antigene SARS-Cov-2 Antigene SARS-Cov-2 Anticorpi IgG/IgM SARS-Cov-2 Anticorpi Neutralizzanti 	
MARCATORI TUMORALI - TUMOR MARKERS	8
<ul style="list-style-type: none"> SANGUE OCCULTO - FOB BTA (bladder tumor antigen) BCA + Hb (bladder cancer marker + hemoglobin) PSA HB HP Complex Emoglobina + Aptoglobina CALPROTECTINA FECALE CALPROTECTINA + LACTOFERRINA FECALE LACTOFFERINA FECALE ELASTASI PANCREATICA M2-PK Quick™ -Test 	
VITAMINA D - VITAMIN D	10
<ul style="list-style-type: none"> 25-OH VITAMINA D - semiquantitativo con scala colorimetrica 	
INFERTILITÀ - SPERM CHECK FERTILITY	11
<ul style="list-style-type: none"> SPERMTEST 	
GASTROENTEROLOGIA GASTROENTEROLOGY	12
<ul style="list-style-type: none"> HELICOBACTER PYLORI IgG 	
MALATTIE AUTOIMMUNI - AUTOIMMUNITY	13
<ul style="list-style-type: none"> Anticorpi Anti CITRULLINA CCP TRANSGLUTAMINASE (tTG) IgA GLIADINA IgG 	
G6-PDH DEFICIT	15
<ul style="list-style-type: none"> G6-PDH CareStart™ 	
IGE TOTALI - ALLERGY IGE TOTAL	16
<ul style="list-style-type: none"> IGE TOTALI 	
DROGHE D'ABUSO - DRUG TEST	17
<ul style="list-style-type: none"> SINGLE FORENSIC TEST MULTI DRUG TEST 	
ALCOOL TEST - ALCOHOL TEST	20
<ul style="list-style-type: none"> ALCOHOL TEST Saliva ALCOHOL TEST Urina ETHYL GLUCURONIDE Urina 	
SEPSI - INFEZIONI BATTERICHE	21
<ul style="list-style-type: none"> PROCALCITONIN (PCT) C-REACTIVE PROTEIN (CRP) TETANUS TOXIN 	
MARCATORI CARDIACI - CARDIAC MARKERS	22
<ul style="list-style-type: none"> TROPONINA I CK MB MIOGLOBINA D-DIMERO NT-proBNP 	
URINE	23
<ul style="list-style-type: none"> URI-TEX® 2 PARAMETRI URI-TEX® 10 PARAMETRI URI-TEX® 11 PARAMETRI 	
P.O.C.T. ANALYZER	24
<ul style="list-style-type: none"> G6PD Biosensor Reader 	25
<ul style="list-style-type: none"> APOTI IMMUNOFLUORESCENCE 	26
<ul style="list-style-type: none"> LF QUANTI® Reader 	28
<ul style="list-style-type: none"> D10 IMMUNOFLUORESCENCE 	30
<ul style="list-style-type: none"> URI-TEX® URINE Reader 	33
<ul style="list-style-type: none"> OPTICAL COAGULATION MHG-102 	34
CONTATTI - CONTACTS	38

Pagina lasciata
intenzionalmente vuota



WOMEN'S HEALTH

R D T - L A T E R A L F L O W

Obstetrics

Hormonology

Fertility

AMBULATORI GINECOLOGIA -
GINECOLOGY

AMBULATORI GINECOLOGIA –

GINECOLOGY

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
GRAVIDANZA - PREGNANCY		
HCG - TEST DI GRAVIDANZA Test rapido su campioni di URINA . HCG in human urine.	FHC-U202	25 Test
AMNIOQUICK® PROM Test rapido la rilevazione della rottura prematura delle membrane fetali da TAMPONE VAGINALE . PROM detection (Premature Rupture Of foetal Membranes) from vaginal swab.	1090005	10 Test
FIBRONECTINA FETALE (fFN) Test rapido per la rilevazione della fibronectina fetale nelle secrezioni CERVICO-VAGINALI . Rapid test lateral flow for the detection of fetal fibronectin in cervicovaginal secretions.	FF-502	20 Test



Test Rapidi per uso professionale eseguibili in ambulatorio senza l'ausilio di strumentazione



BIO SYNEX
IMMUNODIAGNOSTIC

JusChek

CE

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
Malattie a Trasmissione Sessuale - SEXUALLY TRANSMITTED diseases		
CHLAMYDIA Trachomatis Test rapido per la rilevazione dell'antigene della Chlamydia su tampone cervicale nella donna e tampone uretrale o campione d' URINA nell'uomo. Rapid test for the detection of Chlamydia Trachomatis directly from female endocervical cells, male urethral cells and male urine specimen.	1030003	20 Test
HERPES 1&2 IgG / IgM COMBO Ab Test rapido per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM contro l'Herpes Simplex Virus 1 e 2 su campioni di siero, plasma e SANGUE INTERO . Rapid Test for qualitative detection and differentiation of antibodies (IgG and IgM) to herpes simplex virus 1 (HSV-1) and herpes simplex virus 2 (HSV-2) in human serum, plasma or whole blood.	R0218C	20 Test
NEISSERIA Gonorrhoeae Ag Test rapido per la rilevazione della NEISSERIA GONORRHOEAE Ag da tampone su campioni vaginali e campioni uretrali. Rapid test for the detection of <i>Neisseria gonorrhoeae</i> in endocervical swab and male urethral swab specimens.	IGO-502	20 Test
MONONUCLEOSIS Ab Test rapido per la ricerca degli Anticorpi Eterofili della Mononucleosi Infettiva su campioni di siero, plasma e SANGUE INTERO . Rapid test for the detection of IM heterophile antibodies in whole blood, serum or plasma.	IMO-402	20 Test
STREPTOCOCCUS Group B Antigen Test rapido per la rilevazione dell'antigene dello Streptococco Gruppo B da campioni prelevati mediante tampone vaginale. Rapid test lateral flow for the detection of group B streptococcus antigen in vaginal swabs.	4012	20 Test
SYPHILIS TP Ab Test rapido per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM anti-Treponema Pallidum nel siero, plasma e SANGUE INTERO . Rapid test for the detection of antibodies to Treponema Pallidum in in whole blood, serum or plasma.	ISY-402	20 Test
CANDIDA ALBICANS Antigen YEAST Test rapido per la rilevazione qualitativa della CANDIDA ALBICANS Ag da tamponi vaginali, uretrali e URINA . Rapid Test for the detection of Candida albicans antigens from vaginal cavity or Glans or urine.	JCAAG-02	25 Test
TRICHOMONAS Vaginalis Antigen Test rapido per la determinazione del Trichomonas Vaginalis antigene da tamponi vaginali, uretrali e URINA . Rapid Test for the detection of Trichomonas Vaginalis antigen from vaginal cavity or Glans or urine.	JTVAG-02	25 Test
GARDNERELLA Vaginalis Antigen Test rapido per la determinazione di Gardnerella Vaginalis antigene da tamponi vaginali, uretrali e URINA . Rapid test for the detection of Gardnerella Vaginalis antigen from vaginal cavity or Glans or urine.	JGVAG -02	25 Test
EBV IgG VCA Test rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-VCA in campioni di siero, plasma e SANGUE INTERO . Rapid Test for the qualitative detection of IgG antibody to Viral Capsid Antigen (VCA) of Epstein-Barr virus in human whole blood, serum, or plasma.	IECG-402	10 Test
Mycoplasma Genitalium Antigen Mycoplasma Genitalium è un test rapido immunocromatografico per la rilevazione di infezioni urogenitali su campioni di urina umana maschile e femminile e da tampone. Rapid Test is to detect the secreted protein of M. genitalium from men or woman's urine and swabs.	JMGAG-02	25 Test

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
VAGINOSI BATTERICA - BACTERIAL VAGINOSIS		
BACTERIAL Vaginosis Test rapido biochimico per la valutazione del pH in campioni di Fluido Vaginale, con ausilio nella diagnosi di vaginosi batterica. Sensibilità: 97,78% - Specificità: 80,12%	500080	50 Test
Rapid test chemical reagent strip intended to measure the vaginal pH as an aid in the diagnosis of Bacterial Vaginosis. Sensitivity: 97,78% - Specificity: 80,12%		



bacterial vaginosis
 rapid detection



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
HIV - INFECTIOUS disease HIV		
<p>EXACTO® PRO HIV - HIV CE₁₀₂₃ Test rapido lateral flow per la rilevazione degli anticorpi diretti verso il virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV) nel siero, plasma umano e SANGUE INTERO. Sensibilità: 100% - Specificità: 100%</p> <p>The EXACTO PRO® TEST HIV Rapid Test (Whole Blood/Serum/Plasma) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of antibodies to Human Immunodeficiency Virus (HIV) type 1 (including subtype O) and type 2 in whole blood, serum or plasma to aid in the diagnosis of an HIV infection. Sensitivity: 100% - Specificity: 100%</p>	857318	10 Test



BIO SYNEX
 IMMUNODIAGNOSTIC





RESPIRATORY diseases

RDT - LATERAL FLOW

mycoplasma pneumoniae igg - igm

chlamidya pneumoniae igm

streptococco A ag

AMBULATORI PNEUMOLOGIA -
RESPIRATORY DISEASE

AMBULATORI PNEUMOLOGIA –

RESPIRATORY DISEASE

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
INFEZIONI RESPIRATORIE - RESPIRATORY diseases		
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG e IgM Test rapido per la rilevazione del Myco Pneumoniae IgG e IgM in campioni di siero e SANGUE INTERO . Rapid test for the detection of IgG and IgM antibodies to Mycoplasma Pneumoniae in whole blood, serum, and plasma samples.	IMP-425	25 Test
MYCOPLASMA PNEUMONIAE Antigene Test rapido per la rilevazione dell'Antigene Mycoplasma Pneumoniae da tampone faringeo. Rapid test the detection of MYCOPLASMA PNEUMONIAE Antigen from throat swabs.	IMP-502	20 Test
CHLAMIDYA PNEUMONIAE IgM Test rapido per la rilevazione della Chlamydia Pneumoniae IgM, su siero, plasma e SANGUE INTERO . Rapid test for the detection of IgM antibodies against Chlamydia pneumoniae from serum, plasma, or fingertip blood sample.	3-034-000	10 Test
STREPTO A Antigene Test rapido per la rilevazione dell'antigene dello streptococco del gruppo A in tamponi faringei. Rapid test for the detection of Group A Streptococcal antigen directly from throat swabs.	ISTB-502	20 Test
TUBERCOLOSI IgG-IgM Test rapido a doppia banda differenziata per la rilevazione degli anticorpi anti IgG e IgM TB, su siero, plasma o SANGUE INTERO . Rapid test for the simultaneous detection and differentiation of IgM anti-Mycobacterium Tuberculosis and IgG anti-M.TB in human serum, plasma or whole blood.	ITB-T402	25 Test
ADENOVIRUS RESP. Antigene Test rapido per la rilevazione del virus ADENO respiratorio in secrezioni naso-faringee. Rapid test for the detection of Adenovirus antigens. It can be used directly with nasal swabs or nasal wash or nasal aspirate specimens.	IAD-502	20 Test
RSV - Virus Respiratorio Sinciziale Test rapido per la rilevazione dell'RSV antigene in secrezioni naso-faringee. Rapid test for the detection of Respiratory Syncytial Virus antigens. It can be used directly with nasal swabs or nasal wash or nasal aspirate specimens.	IRS-502	20 Test
INFLUENZA A+B Antigene Test rapido per la rilevazione degli antigeni dell'influenza virale A+B in secrezioni naso-faringee. Rapid test for in vitro detection of Influenza "FLU" A+B in nasal swab, throat swab specimens.	IIN-502	20 Test
SARS-Cov-2 Antigene ALLTEST™ Test rapido per la rilevazione di SARS-CoV-2 Antigene su tampone nasale e orofaringeo umano. Rapid Test for the detection of COVID-19 antigen in human Nasal /Oropharyngeal swab.	INCP-ACO502	20 Test
SARS-Cov-2 IgG/IgM COMBO ALLTEST™ Test rapido la rilevazione degli anticorpi SARS-CoV-2 su campioni di siero, plasma e SANGUE INTERO . Rapid Test for the detection of IgM and IgG antibodies against COVID-19 (SARS-CoV-2) N and S antigen from serum, plasma or fingertip blood sample.	INCP-402	25 Test
SARS-Cov-2 Anticorpi Neutralizzanti Test rapido semi-quantitativo per la rilevazione della Proteina S-RBD, (S protein Receptor-Binding Domain) specifica per la valutazione dell'effetto del vaccino su campioni di siero, plasma e SANGUE INTERO . This kit is based on colloidal gold immunochromatography and uses double-antigen sandwich assay to detect novel neutralizing antibodies against coronavirus in blood samples.	HGCG16100120	20 Test



TUMOR MARKERS

R D T - L A T E R A L F L O W

AMBULATORI ONCOLOGIA -
INFLAMMATORY AND TUMOR MATKERS

AMBULATORI ONCOLOGIA –

INFLAMMATORY AND TUMOR MATKERS

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
INFIAMMAZIONI e marcatori TUMORALI - INFLAMMATORY and TUMOR markers		
SANGUE OCCULTO - FOB Test rapido per la rilevazione dell'emoglobina umana su campioni fecali. Cut-off 40 ngU/ml. Rapid Test Lateral Flow. Detection: human blood hemoglobin in fecal samples. Cut-off 40 ngU/ml.	272001	20 Test
SANGUE OCCULTO FOB + TRANSFERRINA Test rapido la rilevazione dell'emoglobina e della transferrina su campioni fecali. Rapid Test Lateral Flow. Detection: human blood hemoglobin and transferrin in fecal samples.	ODZ-101	20 Test
BTA (bladder tumor antigen) Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'antigene del tumore alla vescica. Campione: URINE . Rapid Test Lateral Flow. Detection: bladder tumor antigen in urine.	1110004	10 Test
BCA + Hb (bladder cancer marker + hemoglobin) Test rapido lateral flow a doppia banda differenziataper la rilevazione della proteina legante il Fattore H del complemento umano hCFHrp + emoglobina. Campione: URINE . Rapid Test Lateral Flow. Detection: bladder cancer marker in urine + hemoglobin in urine.	562003	10 Test
PSA Test rapido lateral flow per la rilevazione semiquantitativa dell'antigene specifico prostatico. Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Rapid Test lateral Flow. Detection semiquantitative: Prostate Antigen Specific in serum, plasma and whole blood.	1504021	20 Test
HB HP Complex Emoglobina + Aptoglobina Test rapido per la rilevazione del complesso emoglobina-aptoglobina su campioni fecali. Rapid Test for detection of human blood hemoglobin and haptoglobin complex in fecal samples.	272015	25 Test
CALPROTECTINA Fecale Test rapido lateral flow per la rilevazione della Calprotectina in campioni fecali. Cut-off 50 µg hFCP/g. Rapid Test lateral flow for qualitative detection of Calprotectin in faeces. Cut-off 50 µg hFCP/g.	ODZ-248 OCAL-602	20 Test 10 Test
CALPROTECTINA + LACTOFERRINA Fecale Test rapido per la rilevazione della Calprotectina e della Lactoferrina in campioni fecali. Rapid test for the qualitative determination of calprotectin and lactoferrin in human stool samples.	1212002	10 Test
LACTOFERRINA Fecale Test rapido lateral flow per la rilevazione della Lactoferrina in campioni fecali. Rapid test lateral flow for the qualitative determination of lactoferrin in human stool samples.	ODZ-085	20 Test
ELASTASI PANCREATICA Test rapido immunocromatografico per la rilevazione dell'Elastasi 1 Pancreatica in campioni fecali. Pancreas Elastase 1 Quick™ stool test is a reliable and easy to perform rapid test for the detection of Pancreatic Elastase 1 in stool samples.	SB0024	10 Test
M2-PK Quick™ -Test Test rapido per la rilevazione dell'M2-PK (M2-pyruvate kinase) come screening precoce di eventuale presenza di tumori al colon-retto o polipi anche non sanguinanti in campioni fecali. M2-PK Quick™ stool test is a visual immunochromatographic rapid test for detecting M2-PK in stool samples.	SB0019	10 Test



Pancreas Elastase 1 Quick™ stool test

FARMACIE –

PHARMACY

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
VITAMINA D		
VITAMIN D Test rapido semi-quantitativo con scala colorimetrica per la determinazione della concentrazione della Vitamina D in campioni di sangue intero capillare o venoso. Cut-off: 30 ng/ml. The Vitamin D Rapid Test Cassette is a rapid chromatographic immunoassay for the semi-quantitative detection of total 25-hydroxy Vitamin D (25-OH Vitamin D) in human blood at a cut-off concentration of 30 ± 4 ng/ml. This assay provides a preliminary diagnostic test result and can be used to screening for Vitamin D deficiency.	MHOVD-402	10 Test



VITAMIN D

S C R E E N I N G

FARMACIE –

PHARMACY

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
INFERTILITÀ - SPERMICHECK FERTILITY SELF-TEST		
SPERMTEST Test biochimico SELF-TEST rapido a lettura visiva per la stima qualitativa <i>in vitro</i> della concentrazione degli spermatozoi nel seme umano. Kit completo di contenitori di raccolta campione. Limite di rilevazione: 15 milioni/ml. di spermatozoi. The Sperm Concentration Rapid Test is biochemical assay for <i>in vitro</i> qualitative estimation of sperm concentration in human semen as an auxiliary aid in clinical diagnosis of the infertility. Sperm concentration of 15 million/ml is the minimum expected sperm concentration level for pregnancy.	MHOSC-902	2 Test
SPERMTEST SP-10 Test rapido lateral flow per la stima qualitativa <i>in vitro</i> della concentrazione degli spermatozoi nel seme umano. Limite di rilevazione: 15×10^6 /ml Rapid test lateral flow for qualitative detection of sperm concentration in human semen, as an aid in the determination of a man's fertility status. Detection Limit (Analytical Sensitivity): 15×10^6 /ml	MHOHS-902	25 Test



SPERMICHECK FERTILITY
Lateral Flow Test Kit

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
GASTROENTEROLOGIA - GASTROENTEROLOGY		
HELICOBACTER PYLORI IgG Test rapido lateral flow per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG su sangue intero. Sensibilità: 93.2% - Specificità: 97.7 % Rapid test lateral flow for the detection of specific IgG antibodies to Helicobacter pylori in human whole blood. Sensitivity: 93.2% - Specificity: 97.7 %	3-018-110	10 Test



HELICOBACTER Pylori
RDT - L A T E R A L F L O W





AUTOIMMUNE disease

RDT - LATERAL FLOW

anti ccp cyclic citrullinated peptide

anti transglutaminase iga

anti gliadine igg

FARMACIE –
PHARMACY

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
MALATTIE AUTOIMMUNI - AUTOIMMUNITY		
<p>Anticorpi Anti CITRULLINA CCP</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione degli autoanticorpi specifici dell'Artrite Reumatoide anti-CCP su campioni di SANGUE INTERO. Rapid lateral flow test for the detection of Rheumatoid Arthritis specific autoantibodies anti-CCP .</p>	HGCG02	20 Test
<p>TRANSGLUTAMINASE (tTG) IgA - Test CELIACHIA</p> <p>Test rapido per la rilevazione degli anticorpi anti-Transglutaminasi IgA campioni di SANGUE INTERO. Rapid test for the detection of anti-tissue transglutaminase IgA antibodies from a fingertip blood sample.</p>	3-028-000	10 Test
<p>GLIADINA IgG - Test CELIACHIA</p> <p>Test rapido lateral flow degli anticorpi anti-Gliadina IgG su campioni di SANGUE INTERO. EXACTO® Test Gluten is an easy-to-use, reliable self-test that can be performed at home for the initial screening of celiac disease, also known as gluten intolerance. EXACTO® Test Gluten is an immunochromatographic test for the detection of antibodies specifically produced in case of celiac disease and directed against deamidated gliadin peptides.</p>	858865	1 Test



CELIAC TEST

RDT - L A T E R A L F L O W

GLIADINA


RDT - L A T E R A L F L O W



FARMACIE E AMBULATORI -

PHARMACY AND OUTPATIENT CENTER

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
FAVISMO - G6P-DH		
G6-PDH CareStart™ Test rapido lateral flow di screening a lettura visiva per rilevare la normale attività enzimatica o livelli carenti di attività G6PD su campioni di sangue intero capillare o da EDTA. Sensibilità: 100% - Specificità: 97% cut-off: < 30%	G0221	25 Test
Rapid test lateral flow for the screening of G6PD deficiency in human blood. Sensitivity: 100% - Specificity: 97% cut-off: < 30%		



G6PD

RDT - LATERAL FLOW

FARMACIE E AMBULATORI –

PHARMACY AND OUTPATIENT CENTER

PRODUCT NAME

REF

PACKAGING

ALLERGIE - ALLERGY

IgE TOTALI

Test rapido per la rilevazione delle IgE totali su campioni di siero, plasma e **SANGUE INTERO**.
Rapid test for detection of elevated levels of immunoglobulin E in human serum, plasma and whole blood.

OIGE-402

10 Test



TOTAL IgE

RDT-LATERAL FLOW





DRUGS OF ABUSE

RDT - LATERAL FLOW

- Single Drug (Strip or Device)
- Multi Drug (Panel / Device / Cup)
- Oral Fluid

FARMACIE E AMBULATORI –
PHARMACY AND OUTPATIENT CENTER

FARMACIE E AMBULATORI –

PHARMACY AND OUTPATIENT CENTER

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
DROGHE D'ABUSO - DRUG TEST - Single Forensic Kit		
AMPHETAMINE (AMP) Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Amfetamina nell'urina umana. Cut-off disponibili: 300, 500, 1000 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Amphetamine in urine sample. Cut-off available: 300, 500, 1000 ng/ml.	DAM-102	25 Test
BARBITURATES (BAR) Test rapido lateral flow per la rilevazione dei Barbiturici nell'urina umana. Cut-off disponibili: 200, 300 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Barbiturates in urine sample. Cut-off available: 200, 300 ng/ml.	DBA-102	25 Test
BENZODIAZEPINE (BZO) Test rapido lateral flow per la rilevazione delle Benzodiazepina nell'urina umana. Cut-off disponibili: 100, 200, 300 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Benzodiazepine in urine sample. Cut-off available: 100, 200, 300 ng/ml.	DBZ-102	25 Test
CANNABINOIDIS (THC) Test rapido lateral flow per la rilevazione dei Cannabinoidi nell'urina umana. Cut-off disponibili: 20, 25, 50, 150, 300 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Cannabinoidis in urine sample. Cut-off available: 20, 25, 50, 150, 300 ng/ml.	DTH-102	25 Test
COCAINE (COC) cut-off: 100, 150, 300 ng/ml. Test rapido lateral flow per la rilevazione della Cocaina nell'urina umana. Cut-off disponibili: 100, 150, 300 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Cocaine in urine sample. Cut-off available: 100, 150, 300 ng/ml.	DCO-102	25 Test
METHAMPHETAMINE (MET) Test rapido lateral flow per la rilevazione della Matmfetamina nell'urina umana. Cut-off disponibili: 300, 500, 1000 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Methamphetamine in urine sample. Cut-off available: 300, 500, 1000 ng/ml.	DME-102	25 Test
METHADONE (MTD) Test rapido lateral flow per la rilevazione del Metadone nell'urina umana. Cut-off disponibili: 200, 300 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Methadone in urine sample. Cut-off available: 200, 300 ng/ml	DMT-102	25 Test
OPIATES (OPI) Test rapido lateral flow per la rilevazione degli Oppiacei nell'urina umana. Cut-off: 2000 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Opiates in urine sample. Cut-off: 2000 ng/ml.	DOP-102	25 Test
PHENCYCLIDINE (PCP) Test rapido lateral flow per la rilevazione della Polvere D'Angelo nell'urina umana. Cut-off: 25 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Phencyclidine in urine sample. Cut-off: 25 ng/ml.	DPC-102	25 Test

<p>OXYCODONE (OXY)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Ossicodone nell'urina umana. Cut-off: 100 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Oxycodone in urine sample. Cut-off: 100 ng/ml.</p>	DOX-102	25 Test
<p>PROPOXYPHENE (PPX)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione del Propossifene nell'urina umana. Cut-off: 300 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Proroxyphene in urine sample. Cut-off: 300 ng/ml.</p>	DPP-102	25 Test
<p>BUPRENORPHINE (BUP)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione della Brupenorfinina nell'urina umana. Cut-off: 10 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Buprenorphine in urine sample. Cut-off: 10 ng/ml.</p>	DBU-102	25 Test
<p>ECSTASY (MDMA)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Estasi nell'urina umana. Cut-off disponibili: 500, 1000 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Ecstasy in urine sample. Cut-off available: 500, 1000 ng/ml.</p>	DMD-102	25 Test
<p>TRICYCLIC ANTIDEPRESSANT (TCA)</p> <p>Test rapido lateral flow per la rilevazione degli Antidepressivi Triciclici nell'urina umana. Cut-off disponibili: 500, 1000 ng/ml. Rapid test lateral flow for qualitative detection of Tricyclic Antidepressant in urine sample. Cut-off available: 500, 1000 ng/ml.</p>	DTC-102	25 Test
<h2 style="text-align: center;">DROGHE D'ABUSO MULTIPARAMETRO - Multi DRUG TEST</h2>		
<p>DOA-8 Test Cup (Split type) + 2 adulterant</p> <p>Test rapido lateral flow per la determinazione simultanea qualitativa di 8 droghe e loro metaboliti nell'urina, inclusi due antiadulteranti, PH e Creatinina cme test di validazione campione (S.V.T.) Cut-off: AMP 500, BUP 10, COC 300, THC 50, MTD 300, MET 500, MDMA 500, MOP 300 + PH, Creatinine. Rapid test CUP multi rug green anel the qualitative detection of multiple drug metabolites in human urine, collecting and Urine Check for the validation of Urine Specimen Examined. Cut-off: AMP 500, BUP 10, COC 300, THC 50, MTD 300, MET 500, MDMA 500, MOP 300 + PH, Creatinine.</p>	DOA-187-B2	25 Test
<p>MULTI DRUG Panel 10 parametri</p> <p>Test rapido lateral flow per la determinazione simultanea qualitativa di 10 droghe e loro metaboliti nell'urina umana. Cut-off: AMP 500, BUP 10, COC 300, THC 50, MTD 300, MET 500, MDMA 500, MOP 300, PCP 25, BAR 300 Rapid test lateral flow Multi Drug Screen Panel for the qualitative detection of multiple drug metabolites in human urine. Cut-off: AMP 500, BUP 10, COC 300, THC 50, MTD 300, MET 500, MDMA 500, MOP 300, PCP 25, BAR 300</p>	DOA-1104	25 Test



FARMACIE E AMBULATORI –

PHARMACY AND OUTPATIENT CENTER

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
ALCOL TEST - ALCOHOL TEST		
ALCOHOL TEST Saliva Test rapido lateral flow per la rilevazione del tasso alcolemico su campioni salivari. Rileva concentrazioni da zero a 3.0 ‰ Rapid test lateral flow to detect semi-quantitative alcohol in saliva. Detection Limit: zero - 3.0 ‰	360006	50 Test
ALCOHOL TEST Urina Test rapido lateral flow per la rilevazione del tasso alcolemico su campioni urinari. Rileva concentrazioni da zero a 3.0 ‰ Rapid test lateral flow to detect semi-quantitative alcohol in urina. Detection Limit: zero - 3.0 ‰	DAL-101	50 Test
ETHYL GLUCURONIDE (EtG) Urina Test rapido lateral flow per la rilevazione dell'Etilglucuronide (EtG) su campioni urinari. Finestra di rilevabilità temporale: 80 ore. Cut-off: 1000 ng/ml. Rapid test lateral flow to detect Ethyl Glucuronide (EtG) in urina. Cut-off: 1000 ng/ml.	DET-102	25 Test



ALCOHOL saliva

EtG urina

ALCOHOL urina



SEPSI

INFEZIONI BATTERICHE

Procalcitonin (PCT)

lateral flow, the biomarker of choice to aid in the diagnosis of sepsis

C-reactive protein (CRP)

aids in the evaluation of injury to body tissues, and infection and inflammatory disorders

FARMACIE - AMBULATORI - PRONTO SOCCORSO -
PHARMACY - OUTPATIENT CENTER - EMERGENCY - FIRST AID

FARMACIE - AMBULATORI - PRONTO SOCCORSO –

PHARMACY - OUTPATIENT CENTER - EMERGENCY - FIRST AID

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
SETTICEMIA - SEPSI diseases TETANO - TETANUS TOXIN MARCATORI CARDIACI - CARDIAC MARKERS		
PROCALCITONINA Test rapido lateral flow qualitativo su siero, plasma e sangue intero per la rilevazione della Procalcitonina. Rapid test lateral flow for the qualitative detection of Procalcitonin (PCT) in serum, plasma and whole blood.	CPC-402	10 Test
CRP Quanti Test rapido su siero, plasma e SANGUE INTERO per la misura semi-quantitativa della Proteina C Reattiva: <10, 10-60, 60, >60 mg/L. Utilizzo anche pediatrico Rapid test lateral flow for the semi-quantitatively detects C-reactive protein (CRP) in whole blood, serum, or plasma samples. <10, 10-60, 60, >60 mg/L	RAPG-CRP-002	20 Test
TETANO Antibody Test rapido lateral flow su siero e sangue intero per la rilevazione degli anticorpi anti-Clostridium Tetani. Cut-off : 0,10 IU/mL Rapid Test lateral flow for semi-quantitative detection of Anti Tetanus Antibodies in serum or human whole blood. Cut-off : 0,10 IU/mL	ITE-402	25 Test
TROPONINA I Test rapido semi-quantitativo ad alta sensibilità per la determinazione della Troponina I nel siero, plasma e SANGUE INTERO . Misura da < 0.3 a > 1 ng/ml. Rapid test lateral flow for the semi-quantitative detection of Cardiac Troponin I (cTnI) in whole blood, serum, and plasma samples. cut-off: < 0.3 ng/ml.	RAPG-CTNI-102	10 Test
CK MB Test rapido per la rilevazione della Creatinasi MB (CK-MB) nel siero, plasma e SANGUE INTERO . Rapid test for the qualitative detection of CK-MB in whole blood, serum, and plasma samples.	RAPG-CKMB-001	10 Test
MIOGLOBINA Test rapido per la rilevazione qualitativa della Mioglobina nel siero, plasma e SANGUE INTERO . Rapid test for the qualitative detection of Myoglobin in whole blood, serum, and plasma samples.	CMY-402	10 Test
D-DIMERO Test rapido per la rilevazione del D-Dimero in campioni plasma e SANGUE INTERO . Sensibilità: cut-off 500 ng/mL FEU. Rapid test for the qualitative detection of thrombosis (D-Dimer) in whole blood or plasma. cut-off 500 ng/mL FEU.	CDM-402	10 Test
NT-proBNP Test rapido semiquantitativo per la rilevazione per la rilevazione del Peptide Natriuretico di tipo B in campioni di siero, plasma o SANGUE INTERO . cut-off: 0.3 ng/ml. Rapid test lateral flow to detect N-terminal B-type natriuretic peptide precursor (NT-proBNP) in serum, plasma or whole blood. cut-off: 0.3 ng/ml.	HGCG03/20	20 Test

FARMACIE E AMBULATORI –

PHARMACY AND OUTPATIENT CENTER

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
URINE TEST STRIP - URINALYSIS DIPSTICK		
STRISCE URINA 2 PARAMETRI - URI-TEX® Test rapido per la rilevazione semi-quantitativa di Microalbumina e Creatinina su urine. Test device for rapid detection of multiple analytes in human urine. Parameters: Microalbumin, Creatinine. Sensitivity: Microalbumin: 150 mg/L - Creatinine: 3000 mg/L	X-945	50 Test
STRISCE URINA 10 PARAMETRI - URI-TEX® Test rapido per la rilevazione dei principali parametri chimici nelle urine. Parametri: Leucociti, Nitriti, Urobilinogeno, Proteine, pH, Sangue, Peso specifico, Chetoni, Bilirubina, Glucosio. Test device for rapid detection of multiple analytes in human urine. Parameters: Leukocytes, Nitrites, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific gravity, Ketones, Bilirubin, Glucose.	6-050 U031-10	100 Test 100 Test
STRISCE URINA 11 PARAMETRI - URI-TEX® Test rapido per la rilevazione dei principali parametri chimici nelle urine. Parametri: Leucociti, Nitriti, Urobilinogeno, Proteine, pH, Sangue, Peso specifico, Chetoni, Bilirubina, Glucosio, Acido Ascorbico. Test device for rapid detection of multiple analytes in human urine. Parameters: Leukocytes, Nitrites, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific gravity, Ketones, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid.	6-051	100 Test

URI-TEX





P.O.C.T

point of care testing

ADVANCED DIAGNOSTIC SOLUTION

IVD
immunoASSAY
electroCHEMICAL
opticalCOAGULATION
immunoFLUORESCENCE

FARMACIE E AMBULATORI –

PHARMACY AND OUTPATIENT CENTER

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
CareStart™ G6PD Biosensor		
Analizzatore POCT per la determinazione quantitativa del Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi con metodo elettrochimico su campioni di sangue intero capillare o da provetta con EDTA. Target: laboratorio e screening neonatale. CareStart™ G6PD Biosensor gives quantitative measurement of total G6PD enzyme activity in just 4 minutes, which is suitable for neonatal and adult screening purposes. World's First G6PD Quantitative Test Giving the Result in 4 Minutes.		
G6PD Biosensor Analyzer	BGB-E00182	1 each
G-6PDH Biosensor Strips	BGS-E02582	25 Strip

CareStart™ G6PD Biosensor

SPECIFICHE

Misura dell'attività del G6PD con metodo elettrochimico.

Campione: sangue intero o da K3 EDTA.

Volume campione: 5 µl

Risultato in 4 minuti.

Sensore di temperatura.

Memoria interna fino a 1000 risultati.



SPECIFICATION

Quantitative point-of-care test.

Precise measurement of total G6PD activity.

Sample: Whole blood.

Required sample volume: 5 µl

Test results in 4 minutes.

Equipped with a temperature sensor to adjust for variations to that of 30°C when measuring enzyme activity.




Internal memory that stores up to 1,000 assay results.



CareStart™ G6PD Biosensor
World's First G6PD
Quantitative Test Giving the Result in 4 Minutes

FARMACIE E AMBULATORI –

PHARMACY AND OUTPATIENT CENTER

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
APOTI™ Quantitative Fluorescence Immunoassay Analyzer		
  		
<p>Analizzatore Point of Care per la misura quantitativa di biomarcatori su campioni di urina, siero, plasma, sangue intero e tamponi. Rilevazione in Fluorescenza e indice COI. Fluorescence Immunoassay Analyzer is an analyzer based on detection of fluorescence emitted during an immunoassay with antigen-antibody interaction. Fluorescence.</p>		
APOTI™ Analyzer	AFR-ACO200	1 each
MARCATORI CARDIACI - CARDIAC MARKERS		
TROPONIN I Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.1-40 ng/ml.	FI-CTI-402	10 Test
MYOGLOBIN Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 5-200 ng/ml.	FI-MYO-402	10 Test
CK-MB Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.3-100 ng/ml.	FI-CKMB-402	10 Test
NT-proBNP Campione: siero, plasma e sangue intero. Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 18-35000 pg/ml.	FI-NBNP-402	10 Test
INFIAMMAZIONI - INFLAMMATION MARKERS		
CRP Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.5-200 mg/L.	FI-CRP-402	10 Test
PROCALCITONIN Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.1-50 ng/ml.	FI-PCT-402	10 Test
SAA Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 1-300 mg/L.	FI-SAA-402	10 Test
DIABETE - DIABETES		
HbA1c - Glycated Hemoglobin Campione: SANGUE INTERO . Sample: whole blood. Range: 4%~14.5%.	FI-HBA-401	10 Test

VITAMINA D - VITAMIN D

VITAMIN D

Campione: **SANGUE INTERO**.

Sample: whole blood. Range: 1-200 ng/ml.

FI-VD-402

10 Test

NEFROLOGIA - NEPHROLOGY

CYSTATIN C

Campione: siero, plasma e **SANGUE INTERO**.

Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.5-10 mg/L.

FI-CYSC-402

10 Test

MICROALBUMIN

Campione: urine.

Sample: urine. Range: 5-300 mg/L.

FI-ALB-102

10 Test

B2 MICROGLOBULIN

Campione: siero, plasma e **SANGUE INTERO**.

Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.3-20 mg/L.

FI-BMG-402

10 Test

N-GAL

Campione: urine.

Sample: urine. Range: 10-1500 ng/ml.

FI-NGAL-102

10 Test

COAGULAZIONE - COAGULATION

D-DIMER

Campione: siero, plasma e **SANGUE INTERO**.

Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 0.1-10 mg/L.

FI-DDM-402

10 Test

ENDOCRINOLOGIA - ENDOCRINOLOGY

FSH

Campione: siero, plasma e **SANGUE INTERO**.

Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 1-100 mIU/ml.

FI-FSH-402

10 Test

LH

Campione: siero, plasma e **SANGUE INTERO**.

Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 1-75 mIU/ml.

FI-LH-402

10 Test

17- β -ESTRADIOLO

Campione: siero, plasma e **SANGUE INTERO**.

Sample: serum, plasma and whole blood. Range: 15-450 pg/ml.

FI-17BE-302

10 Test

MALATTIE INFETTIVE - INFECTIOUS DISEASE

COVID-19 IgG/IgM

Campione: siero, plasma e **SANGUE INTERO**.

Sample: serum, plasma and whole blood . Range: cut-off < 1.0

ACO-NCP-402

25 Test

COVID-19 Antigene

Campione: nasofaringeo. **INDICE COI**

Sample: nasopharyngeal swab . Range: cut-off < 1.0

ACO-NCP-502

20 Test

STREPTO A Antigene

Campione: nasofaringeo.

Sample: nasopharyngeal swab . Range: cut-off < 1.0

FI-STA-502

10 Test

INFLUENZA A+B Antigene

Campione: nasofaringeo.

Sample: nasopharyngeal swab . Range: cut-off < 1.0

FI-FLU-502

10 Test

FARMACIE E AMBULATORI –

PHARMACY AND OUTPATIENT CENTER


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
Analizzatore LF Quanti® - LF Quanti® Reader		
<p>LF Quanti® Reader - nuovo Analizzatore Point of Care con tecnologia Optical Imaging per la misura quantitativa di Biomarcatori su campioni di siero, plasma, sangue intero e feci diluite.</p> <p>LF Quanti® Reader is the POCT system that combines Optical Imaging Technology (OIT) and immunochromatography to quantitatively measure the concentration of target analytes in blood, serum, plasma and other specimens.</p>		
LF Quanti® Reader	LF	1 each
FECAL CALPROTECTIN Quantitative Campione: feci diluite. Sample: feces. Cut-off: 50 µg/g	OCAL-R602	10 Test
PROCALCITONIN (CPT) Quantitative Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Cut-off: 1 ng/ml.	CPC-R402	10 Test
FERRITIN Quantitative Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Cut-off: 30 ng/ml.	OFE-R402	10 Test
HCG SEMI-Quantitative Campione: urine. Sample: urine. Range: <15 mIU/mL. - >1000mIU/mL	FHC-R102	10 Test
TSH SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <3 mIU/mL. - >100mIU/mL	OTS-R402	10 Test
CK-MB SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <3.5 ng/mL. - >80 ng/mL	CCK-R402	10 Test
MYOGLOBINA SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <35 ng/mL. - >600 ng/mL	CMY-R402	10 Test
TROPONINA SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <0.5 ng/mL. - >10 ng/mL	CTI-R402	10 Test
PROTEINA C SEMI-Quantitative Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood. Range: <1 ug/mL. - >10ug/mL	CCR-R402	10 Test
HELICOBACTER PYLORI Qualitative Campione: feci diluite. Sample: feces	IHP-R602	10 Test
MONONUCLEOSI Qualitative Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood.	IMO-R402	10 Test
INFLUENZA A+B Antigene Qualitative Campione: nasofaringeo. Sample: nasopharyngeal swab .	IIN-R502	10 Test

INFLUENZA A Antigene Qualitative Campione: nasofaringeo. Sample: nasopharyngeal swab .	IFLA-R502	10 Test
STREPTO A Antigene Campione: nasofaringeo. Sample: nasopharyngeal swab .	IST-R502	10 Test
FOB Qualitative Campione: feci diluite. Sample: feces.	TFO-R602	10 Test
PSA Qualitative Campione: siero, plasma e SANGUE INTERO . Sample: serum, plasma and whole blood.	TPS-R402	10 Test
FIBRONECTINA FETALE Qualitative Campione: tampone vaginale. Sample: Vaginal Discharge.	FFF-502	10 Test
Insulin-like Growth Factor-binding Protein 1 (IGFBP-1) Qualitative Campione: tampone vaginale. Sample: Vaginal Discharge.	FIG-502	10 Test

LF Quanti® Reader quantitative POCT instrument based on OIT

Technical Specifications Principle

Principle	Optical Imaging
Test Format	Cassette, Dipstick or Panel
Measurement	Quantitative
Read Time	< 10 Seconds
Test Time	Ref: Analytes
Specimen	Urine - Plasma - Serum - Whole Blood - feces
Power Source	DC 5V
Internal Memory	8GB
Dimensions	155 mm×119 mm×111 mm
Weight	440g
OS	Windows-based Proprietary Program
Storage Conditions	-10°C - 70°C
Operating Conditions	4°C - 30°C
Interface Connections	USB 2.0
Analyte Information	Bar Code



D10 ANALIZZATORE POCT – IMMUNOFLUORESCENCE ANALYZER POCT

Nuovo dispositivo TRF per il dosaggio quantitativo POCT dei METALLI PESANTI e per il MONITORAGGIO FARMACI
TIME-RESOLVED IMMUNOFLUORESCENCE ANALYZER D10

Time-Resolved Immunofluorescence Analyzer

La TRF è una evoluzione della classica fluorescenza. Rispetto alla normale fluorescenza, la TRF si basa sull'uso di molecole fluorescenti molto specifiche che consentono la rilevazione della luce emessa dopo che si è verificata la reazione (eccitazione). La TRF elimina efficacemente la fluorescenza di fondo presente invece nella fluorescenza comune ed ha una durata maggiore, quindi rispetto alla prima ha una maggiore sensibilità e capacità anti-interferenza

D10 ANALYZER**Flessibile:**

- ✓ Portatile
- ✓ Emergenza
- ✓ Stampante interna
- ✓ Risultato in 10 secondi

Conveniente:

- ✓ Monotest
- ✓ Nessuna calibrazione

Smart:

- ✓ Schermo 7 Pollici a colori Touch Screen
- ✓ 40 parametri in memoria
- ✓ Riconoscimento automatico del test con ID card

Analizzatore:

- ✓ 10000 pazienti in memoria
- ✓ Porte USB, mini USB, Seriale, Ethernet, micro SD
- ✓ Peso: 2 Kg.

Time-Resolved Immunofluorescence Analyzer

Point-Of-Care-Test (POCT) System

Single Chanel TRFIA POCT Analyzer-D10
Point-Of-Care-Test (POCT) System

Time-Resolved Fluorescence (TRF) is a kind of isotope optical markers. Compared with ordinary Fluorescence, it has a bigger Stock displacement and longer life.

It can effectively avoid the background fluorescence in the samples, and the influence of light and stray light, so compared to common fluorescence it has higher sensitivity and anti-interference ability.

Product Advantages

Convenient: It can be detected with trace peripheral blood, serum, plasma.

Quantitative: The directional marker fluorescence microsphere is fully quantified.

Reliable: It can be traced back to the Certified Reference material.

Accuracy: $\geq \pm 15\%$

Measuring Range: $R \geq 0.97$

Precision: $CV \leq 10\%$

Stability: $\sigma \leq \pm 8\%$

Quality control: Independent quality control mode with Curve

TEST DISPONIBILI - AVAILABLE TESTS

THERAPEUTICAL DRUG MONITORING (TDM)				
✓	Vancomicina	1-40µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Teicoplanina	2-80µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Meropenem	1-50µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Linezolid	0.5-30µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Carbamazepina	2-20µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Digossina	0.2-5ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Acido Micofenolico	0.1-20µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Methotrexate	0.05-20µmol/L	WB/S/P	25 test/box
✓	5-Fluorouracil	0.1-2µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Fenitoina	1-40µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Risperidone Totale	2-400ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Paclitaxel	50-1000ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Teofillina	0.5-40µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Acido Valproico	10-160µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Tracolumus	3-30ng/mL	WB	25 test/box
✓	Ciclosporina A	30-1500ng/mL	WB	25 test/box
✓	Rifampicina	1-40µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Isoniazid	0.5-30µg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Voriconazole	0.5-16µg/mL	WB/S/P	25 test/box
MARCATORI CARDIACI - CARDIAC				
✓	Creatine Kinase Isoenzymes MB(CK-MB)	1-100ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Troponina I	0.1-40ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	D-Dimero	0.1-10mg/L	WB/P	25 test/box
✓	H-Fatty Acid Binding Protein	3-100ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Mioglobina	5-400ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide	50-20000pg/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Lipoprotein Phospholipase A2	20-450ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Troponin I/Creatine Kinase Isoenzymes MB/Myoglobin	CTnI: 0.1-40ng/mL CKMB: 1-100ng/mL MYO: 5-400ng/mL	WB/S/P	25 test/box
METALLI PESANTI - HEAVY METAL				
✓	Piombo	10-1000ng/mL	S/U	25 test/box
✓	Cadmio	2-200ng/mL	S/U	25 test/box
METABOLISMO OSSEO - BONE METABOLISM				
✓	Vitamina D	3-100ng/mL	WB/S/P	25 test/box
INFIAMMAZIONI - INFLAMMATION				
✓	Proteina C reattiva	0.5-200mg/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Procalcitonina	0.1-100 ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Serum Amyloid A	2-100mg/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Interleuchina 6	3-4000pg/mL	WB/S/P	25 test/box
DIABETE - DIABETES				
✓	Emoglobina Glicata	2-14%	WB	25 test/box
GASTRITE - GASTRIC				
✓	Pepsinogeno I	2.5-200ng/mL	WB/S/P	25 test/box

✓	Pepsinogeno II	2-70ng/mL	WB/S/P	25 test/box
---	-----------------------	-----------	--------	-------------

FIBROSI EPATICA – HEPATIC FIBROSIS

✓	Coliglicina	0.2-40µg/mL	WB/S/P	10 test/box
---	--------------------	-------------	--------	-------------

TUMORALI - TUMOR MARKERS

✓	PSA Totale	0.1-200ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	PSA Free	0.1-100ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Ferritina	10-1000ng/mL	WB/S/P	25 test/box

ORMONI - SEX HORMONES

✓	FSH	2-100IU/L	WB/S/P	25 test/box
✓	LH	1-100IU/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Prolattina	40-3000µIU/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Progesterone	1.2-120nmol/L	WB/S/P	25 test/box
✓	β-HCG	2.5-10000ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Anti-Mullerian Hormone	0.1-24ng/mL	WB/S/P	25 test/box
✓	Testosterone	0.3-20ng/mL	WB/S/P	25 test/box

INFIAMMAZIONI RENALI - NEPHRITIC

✓	Cystatin C	0.1-8.0mg/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Microalbumina	5-300mg/L	U	25 test/box
✓	Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin	20-1000ng/mL	S/P/U	25 test/box

MALATTIE AUTOIMMUNI - IMMUNITY

✓	Fattore Reumatoide	2-200IU/L	WB/S/P	25 test/box
✓	Immunoglobuline E	8-1000IU/mL	WB/S/P	25 test/box

INFEZIONI - INFETIOUS DISEASE


✓	2019-nCov Anticorpi IgG/IgM	Total Sensitivity: 92.39% Total Specificity: 98.3%	WB/S/P	25 test/box
✓	Influenza A/B Viral Antigen	Sensitivity: 98.6% Specificity: 97.5%	Nasopharyngeal swab	25 test/box
✓	2019-nCoV Antigen	Sensitivity: 91.9% Specificity: 97.6%	Nasopharyngeal swab	25 test/box
✓	2019-nCoV Neutralizing Antibody	Sensitivity: 95% Specificity: 99.2%	WB/S/P	25 test/box

WB: sangue intero

S: siero

P: plasma

U: urine



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
ANALIZZATORE URINE - URINE ANALYSYS SYSTEM		
URI TEX Analizzatore semi-automatico portatile per la misura quantitativa di parametri chimici e fisici nelle urine. Semi-Automatic portable urine analyzer - human - bench-top URI TEX		
URI TEX 300 Urine Chemistry Analyzer semi-automatic portable urine analyzer - human - bench-top	X-160	1 each

SPECIFICHE



- analizzatore semi-automatico portatile
- dimensioni compatte
- risultati dopo 60 secondi
- semplice utilizzo tramite touchscreen
- memoria: 2000 risultati – ricerca storico risultati tramite ID-paziente
- stampa: via PC or stampante esterna (optional)
- PC software (optional)

FEATURES

- semi – automated portable analyzer
- compact size
- result after 60 s
- simple operation by touchscreen
- memory: 2000 results – easy check of the past results using patient ID
- result printing: via PC or external printer (optional product)
- PC software (option)



OPTICAL COAGULATION ANALYZER **MHG-102**



Analizzatore portatile per dosaggi
coagulativi da sangue intero
monotest

PT
a-PTT
Fibrinogeno
ACT
TT

whole blood



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
--------------	-----	-----------

COAGULOMETRO POCT - OPTICAL COAGULATION ANALYZER POCT

Nuovo Analizzatore Point of Care per la misura quantitativa di parametri coagulativi da sangue intero.

OPTICAL COAGULATION ANALYZER **MHG-102**

OPTICAL COAGULATION Analyzer	MHG-102	1 each
TROMBOPLASTINA Reagente Tromboplastina Calcica kit monotest. Campione: sangue intero	W480	24 Test
Prothrombin Time Reagent Kit (Clotting) - PT monotest. Sample: whole blood		
a-PTT Reagente Tromboplastina Parziale Attivata kit monotest. Campione: sangue intero	W481	24 Test
Activated Partial Thromboplastin Time a-PTT Reagent Kit (Clotting) monotest. Sample: whole blood		
FIBRINOGENO Reagente Fibrinogeno Clauss kit monotest. Campione: sangue intero	W482	24 Test
Fibrinogen Reagent Kit (Clotting) kit monotest. Sample: whole blood		
ACT Reagente Tempo di Coagulazione Attivato kit monotest. Campione: sangue intero	W483	24 Test
Activated Clotting Time Reagent Kit (Clotting) kit monotest. Sample: whole blood		
TT Reagente Tempo di Trombina kit monotest. Campione: sangue intero	W484	24 Test
Thrombin Time Reagent Kit (Clotting) kit monotest. Sample: whole blood		

FIBRINOGEN

PT-INR

whole blood



a-PTT


CERTIFICAZIONI

Tutti i test presenti in questo catalogo sono certificati CE e soddisfano tutte le disposizioni della direttiva 98/79/CE e successive modifiche ed integrazioni che la riguardano - salvo diversamente indicato.

Codici, confezionamenti e specifiche tecniche possono variare in qualsiasi momento a discrezione dell'azienda.

CE marking of In Vitro Diagnostic Medical Devices - IVDD (98/79/EC)

According to the IVDD, in vitro diagnostic medical devices include: reagents, reagent products, calibration materials, control materials, kits, instruments, apparatus, equipment, and systems that are intended for use in the examination of specimens taken from the human body (tissue, blood, urine, etc.) to diagnose diseases, to monitor a person's state of health, or to monitor therapeutic procedures.



Always There

Meridian Healthcare®
medical diagnostics and equipment



Italy Corporate Headquarter
Meridian Healthcare
Via G. Guglielmino, 68
95030 Tremestieri Etneo (Catania) – Italy
Tel: +39 095 7256869 / +39 0922 83 21 88
Fax: +39 095 725 44 54

Technical Support
Engineering Department
Meridian Healthcare
Tel: +39 393 84 219 67
Fax: +39 095 725 44 54
mail: specialist@meridianhealthcare.it

Customer Service
Meridian Healthcare
Tel: +39 095 725 68 69 / +39 0922 83 21 88
Fax: +39 095 725 44 54
mail: info@meridianhealthcare.it
marketing@meridianhealthcare.it

Sales and Orders
Meridian Healthcare
Tel: +39 095 725 68 69
Fax: +39 095 725 44 54
mail: ordini@meridianhealthcare.it
amministrazione@meridianhealthcare.it