

Trade diagnostical products
for clinical laboratories
products for life.



Professional Product List

2024

ANALYZERS VET

Our goal is to make instrumentation and analyzer technology, selection, installation, operation, and ownership easy - so you can focus on your business.

SERUM AREA:

PATOLOGIA CLINICA E P.O.C.T.
IMMUNOMETRIA
EMATOLOGIA
EMOSTASI
ROUTINE
URGENZE
ISE
HB



The names and logos of manufacturers, their instruments, and their products referred to herein may be protected by trademark or other law, and are used herein solely for purpose of reference. Meridian Healthcare expressly disclaims any affiliation with products it does not manufacture, as well as sponsorship by other manufacturers.

Pagina lasciata
Intenzionalmente vuota

INDICE - INDEX

PRODUCT NAME	PAGE
AUTOMATIC CLINICAL CHEMISTRY CHIMICA CLINICA AUTOMATICI	
❖ ACCENT M320 VET	1
❖ ACCENT S120 VET	2
❖ ACCENT MC240 VET	2
SEMI-AUTOMATIC CLINICAL CHEMISTRY CHIMICA CLINICA SEMI-AUTOMATICI	
❖ HYDRA 09 PLUS VET	3
HEMOSTASIS COAGULAZIONE	
❖ MINICLOT 4 PLUS VET	4
ELISA IMMUNOCHEMICA ELISA	
❖ ELISA microplate reader	5
❖ ELISA microplate washer	5
HEMATOLOGY EMATOLOGIA	
❖ Automated Hematology 34 parametri	6
❖ Automated Hematology 18 parametri	7
ELECTROPHORESIS ELETTROFORESI	
❖ MINIPHOR TS VET	8
❖ MINIPHOR 08 VET	8
ESR ANALYZER VES	
❖ XC-A10	9
❖ XC-A30	9
IMMUNOFLUORESCENCE IMMUNOFLUORESCENZA	
❖ VECHEK™ VET	10
URINE ANALYZER ANALIZZATORI URINE	
❖ URI-TEX VET	11
CONTACTS CONTATTI	14



VETLine HEALTHcheck

Pagina lasciata
intenzionalmente vuota

PRODUCT NAME**REF****PACKAGING****CHIMICA CLINICA - AUTO CLINICAL CHEMISTRY****ACCENT M320 VET**

Analizzatore automatico per dosaggi di chimica clinica 360/540 test/h.
Highly sophisticated bench top Chemistry Analyzer ACCENT M320.


B06-A0001

each

ACCENT M320 VET

FEATURES

- ❖ 360/540 Test/ora.
- ❖ Chimica Clinica, Turbidimetria, ISE, DOA, TDM
- ❖ Barcode Reagenti.
- ❖ Barcode Campioni.
- ❖ 50 posizioni refrigerate per I reagenti, in flaconi dedicati. Tutte le posizioni dei reagenti possono essere utilizzate come R1, R2, R3 ed R4.
- ❖ 100 posizioni per I campioni in provetta primaria 13x75, 16x100 o cospette pediatriche.
- ❖ 12 filtri interferenziali: 340, 405, 450, 505, 540, 570, 600, 635, 670, 700, 760, 795 nm
- ❖ Consumo acqua: < 6.5 litri/ora.
- ❖ Cuvette di lettura: 80 cuvette
- ❖ Consumo medio reagenti: 100 µL. per test.
- ❖ S.O. 7 o superiori.
- ❖ LIS Bidirezionale.

**SPECIFICHE**

- ❖ Up to 560 tests per hour with ISE(K,Na,Cl)
- ❖ Reversed grating system with 12 wavelengths
- ❖ Automatic 10 steps wash system, low carry over
- ❖ ISE(K, Na, Cl) module (optional)
- ❖ Built-in bar code scanner (optional)
- ❖ 24 hours non-stop reagent cooling compartment
- ❖ Two independent mixing stirrers, two reagent probe, one sample probe
- ❖ Pre-dilution and post-dilution for sample



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
CHIMICA CLINICA - AUTO CLINICAL CHEMISTRY		
ACCENT S120 VET Analizzatore automatico discreto per dosaggi di chimica clinica 200 test/h. Fully Automated Chemistry Analyzer ACCENT S120.	B04-A0001	Each
ACCENT MC240 VET Analizzatore automatico discreto per dosaggi di chimica clinica 240 test/h. Fully Automated Chemistry Analyzer ACCENT MC240.	B05-A0001	Each

ACCENT S120 VET

- ❖ Accesso random
- ❖ 200 test/h
- ❖ Sistema di lavaggio automatico
- ❖ Prediluizione dei campioni
- ❖ Basso consumo di reagenti
- ❖ Software facile, intuitivo e multilingua
- ❖ 80 posizioni per i campioni
- ❖ 40 posizioni refrigerate per i reagenti

FEATURES

ACCENT MC240 VET

- ❖ Accesso random
- ❖ 240 test/h
- ❖ Sistema di lavaggio automatico
- ❖ Prediluizione dei campioni
- ❖ Basso consumo di reagenti
- ❖ Software intuitivo. LIS bidirezionale.
- ❖ 100 posizioni per i campioni
- ❖ 50 posizioni refrigerate per i reagenti



- ❖ Automatic, Random Access
- ❖ Up to 200 tests per hour
- ❖ Automatic 8 steps washing system, Low carry over
- ❖ Labor saving, simple operation and real walk-away system
- ❖ 24 hours non-stop reagent cooling compartment
- ❖ Pre-diluent function for sample
- ❖ Low consumption of the reagent
- ❖ User-friendly software and multi-language supported

SPECIFICHE

- ❖ dedicated to small laboratories
- ❖ up to 240 tests/hour without ISE
- ❖ up to 100 positions for samples
- ❖ up to 50 positions for reagent and 3 ions
- ❖ flexible configuration for sample/reagent positions
- ❖ liquid level detection & collision protection
- ❖ automatic dilution for abnormal sample
- ❖ bi-directional LIS interface

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
--------------	-----	-----------

CHIMICA CLINICA - SEMI AUTO CLINICAL CHEMISTRY

HYDRA 09 PLUS VET Analizzatore semi-automatico per dosaggi di chimica clinica. Semi-Auto Chemistry Analyzer.	HY09PVET	each
---	----------	------

FEATURES

- ❖ Analytical modes include Kinetic, Fixed Time, Bichromatic end point with or without reagent blank or sample blank, Linear or non linear calibration
- ❖ Continuously adjustable grating, enhances the stability and reliability of result
 - ❖ Semi-Automatic Chemistry Analyzer
 - ❖ Easy keypad operation with LCD display
 - ❖ Reagent open system supports cuvette mode
- ❖ Large memory, up to 204 protocols and 5400 results can be stored



HYDRA 09 PLUS VET

SPECIFICHE

- ❖ Analizzatore semi-automatico di chimica clinica
- ❖ Display LCD
- ❖ Lunghezza d'onda da 330 a 800nm
- ❖ Cella di lettura al quarzo
- ❖ Temperatura 25°C, 30°C e 37°C
- ❖ Memoria: 204 protocolli e 5400 risultati
- ❖ Metodi: Cinetiche, Fixed Time, Bicromatiche end point con o senza bianco reagente o con bianco campione, calibrazioni lineari e non lineari
- ❖ Carryover < 1%
- ❖ Stampante interna
- ❖ Open system o utilizzo di reagenti dedicati con smart card



PRODUCT NAME**REF****PACKAGING****COAGULAZIONE - SEMI AUTOMATIC HEMOSTASIS ANALYZERS****MINICLOT 4 PLUS VET**

Analizzatore semi-automatico per dosaggi coagulativi 4 canali.
Semi-Auto Coagulation Analyzer 4 channels.

MNC-PLUS VET

each

FEATURES

- ❖ 4 channels (4 durable LED detectors for 4 different parameters analysis)
- ❖ Multiform result output including patient comprehensive report
- ❖ Easy Windows operation system with touch screen or mouse, large LCD display
- ❖ Advanced scattered light principle and percentage analysis ensure accurate results
- ❖ Low reagent consumption
- ❖ Test: Protein C, Protein S, Ant. III, D-Dimer, LAC, PT, APTT, FIB. Clauss
- ❖ Large memory up to 10,000 results can be stored
- ❖ QC and calibration program incorporated
- ❖ Auto power-on self-check

MINICLOT 4 PLUS VET**SPECIFICHE**

- ❖ Analizzatore Semi-Automatico per dosaggi coagulativi 4 canali
 - ❖ Principio: Scattered Light e lettura a LED
 - ❖ 20 posizioni per i campioni e 6 posizioni per i reagenti
 - ❖ Consumo minimo di reagenti
 - ❖ Ampio display LCD e 10000 risultati in memoria
 - ❖ Curve di calibrazione in memoria e visibili a video
 - ❖ Utilizzo di smart card per test speciali
- ❖ Test: Proteina C, Proteina S, D-Dimero, Ant. III, PT, APTT, FIB. Clauss

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
IMMUNOCHEMICA - ELISA		
MICROPLATE READER Analizzatore lettore per immnodosaggi ELISA. ELISA microplate reader.	RT-6000	each
MICROPLATE WASHER Stazione di lavaggio per micropiastre ELISA. ELISA microplate washer.	RT-2600C	each

RT-6000



FEATURES

- ❖ Large LCD display, with touch screen.
- ❖ 96-well plate, multiple tests in the single plate.
- ❖ Westguard Multi-rule, automated QC alert.
- ❖ Plate shaking, speed and time adjustable.

SPECIFICHE

- ❖ Sistema ottico bicromatico con 4 lunghezze d'onda
- ❖ Sistema a 8 canali in fibra ottica, con lettura del risultato in soli 5 secondi
 - ❖ Ampio display LCD, sistema operativo WIN CE compatibile
 - ❖ Agitatore di micropiastro
- ❖ Esecuzione di 12 test diversi in un unico piatto
- ❖ Output multiforme del risultato, comprensivo del report completo del paziente

FEATURES

- ❖ Washes flat, U and V-bottom strips and plates.
- ❖ Small residual volume, multiple aspiration ways.
- ❖ Manifold with two needles for aspiration and dispensation, avoid cross-contamination.
- ❖ Liquid level detection and alert function.

SPECIFICHE

- ❖ Sistema operativo di Windows, ampio display a cristalli liquidi
- ❖ Lavaggio fondo delle strisce e delle piastre rotonde o a V
- ❖ Modalità molteplice a 12 o 8, posizionamento automatico e manuale
- ❖ Ampia memoria per memorizzare fino a 50 protocolli di lavaggio
- ❖ Controllo automatico della pressione di lavaggio sulla micropiastro o sulla striscia, volume e tempo regolabile
- ❖ Dispone di un sensore di livello liquidi e di un segnale di allerta
- ❖ Semplice Manutenzione


RT-2100C



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
EMATOLOGIA - HEMATOLOGY		
MYTHIC 5 VET PRO Analizzatore automatico per ematologia Orphée Automated Hematology Analyzer by Orphée	MYTHIC 5VET PRO	each

Smart veterinary use hematology system, dedicated for 5-part differential blood count. The smallest possible sample volume, perfect for small and young patients, and 34 blood parameters available in only 60s. Perfect solution for veterinary offices, clinics and laboratories

ORPHÉE-MYTHIC 5VET PRO



FEATURES

- ❖ Fully automatic
- ❖ 34 whole blood reportable parameters
 - ❖ Sample Volume 20 µl
 - ❖ 60 samples/hour
- ❖ Multi-Patented 5+DIFF
 - ❖ Continuous Loading
 - ❖ LCD touch screen
 - ❖ Only 4 Reagents



SPECIFICHE

- ❖ 34 parametri: WBC, formula leucocitaria a 5 popolazioni - LYM%, LYM#, MON%, MON#, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR, RET%, RET_ABS, IRF, NRBC%, NRBC#, LIC%, LIC#, ALY%, ALY#
- ❖ Multi-Patented 5+DIFF
- ❖ Velocità: 60 campioni/ora
- ❖ Prediluizione dei campioni
- ❖ Display a colori Touch Screen
- ❖ Minima quantità di campione richiesta: 20 µl
- ❖ Utilizzo di soli 4 reagenti e consumi inferiori al 50% rispetto ai competitor
- ❖ Possibilità di interfacciamento ai sistemi gestionali di laboratorio
- ❖ Specie: cane, gatto, cavallo, maiale, mucca, bufalo, coniglio, scimmia, ratto, topo, pecora, capra, cammello + 3 Definiti dall'utente

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
EMATOLOGIA - HEMATOLOGY		
MYTHIC 18 VET Analizzatore automatico per ematologia Orphée Automated Hematology Analyzer by Orphée	M18VET	each

Smart veterinary use hematology system, dedicated for three part differential blood count. The smallest possible sample volume, perfect for littlest patients and 18 blood parameters available in only 60s. Perfect solution for veterinary offices.

ORPHÉE-MYTHIC 18 VET

FEATURES

- ❖ Fully automatic
- ❖ 18 whole blood reportable parameters
 - ❖ Sample Volume 9,8 µl
 - ❖ 60 samples/hour
- ❖ Multi-Patented 3+DIFF
 - ❖ Continuous Loading
 - ❖ LCD touch screen
- ❖ Reagents Packs on board



SPECIFICHE

- ❖ 18 parametri: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, WBC, LYM%, LYM#, MON%, MON#, GRA%, GRA#, PLT, MPV, PCT, PDW
- ❖ Multi-Patented 3+DIFF + CRP
- ❖ Velocità: 60 campioni/ora
- ❖ Prediluizione dei campioni – Sangue Capillare
- ❖ Display a colori Touch Screen
- ❖ Minima quantità di campione richiesta: 9,8 µl
- ❖ Utilizzo di MYTHIC 18 VET M-PACK a bordo e consumi inferiori al 50% rispetto ai competitor
- ❖ Possibilità di interfacciamento ai sistemi gestionali di laboratorio
- ❖ Specie: cane, gatto, cavallo, bestiame

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
ELETTROFORESI - ELECTROPHORESIS		
MINIPHOR TS VET 4.0 Analizzatore automatico per dosaggi di Sieroproteine Automatic cellulose acetate electrophoresis analyzer	MNTS VET	each
MINIPHOR 08 VET Analizzatore automatico per dosaggi di Sieroproteine Automatic cellulose acetate electrophoresis analyzer	MN08VET	each

MINIPHOR TS VET



MINIPHOR TS VET è l'ultimo nato della famiglia di strumenti per elettroforesi; il più piccolo strumento completamente automatico, con un sistema di controllo integrato e un'interfaccia touch-screen per visualizzare tutte le fasi di esecuzione del processo, la correzione e la memorizzazione dei ferogrammi. **MINIPHOR TS** consente di eseguire le tecniche elettroforetiche più diffuse: Sieroproteine, Emoglobine, Lipoproteine e Proteine urinarie.

MINIPHOR TS VET is the latest addition to the family of electrophoresis instruments; the smallest fully automatic instrument, with an integrated control system and a touch-screen interface to view all stages of process execution, correction and storage of pherograms. **MINIPHOR TS VET** allows you to perform the most common electrophoretic techniques: Serum proteins, Hemoglobins, Lipoproteins and Urinary proteins.



MiniPhor 08 è l'analizzatore per elettroforesi su acetato di cellulosa compatto ed automatico. Adatto alle routine giornaliere medio-piccole offre un semplice ed immediato utilizzo. L'analizzatore processa automaticamente fino ad 8 campioni per ogni ciclo di lavoro e si propone, grazie al suo software di gestione semplice ed intuitivo, come valido strumento di analisi e refertazione. Consente di eseguire le tecniche elettroforetiche più diffuse: Sieroproteine, Emoglobine, Lipoproteine e Proteine urinarie.

MiniPhor 08 is the compact and automatic cellulose acetate electrophoresis analyzer. Suitable for medium-small daily routines, it offers simple and immediate use. The analyzer automatically processes up to 8 samples for each work cycle and offers itself, thanks to its simple and intuitive management software, as a valid analysis and reporting tool. It allows you to perform the most common electrophoretic techniques: Serum proteins, Hemoglobins, Lipoproteins and Urinary proteins.

MINIPHOR 08 VET



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
VES - ESR ANALYZER		
CARETIUM XC-A10 Analizzatore automatico per la misura della velocità di eritrosedimentazione Automatic ESR analyzer	XC-A10	each
CARETIUM XC-A30 Analizzatore automatico per la misura della velocità di eritrosedimentazione Automatic ESR analyzer + HCT	XC-A30	each

CARETIUM - XC-A10



SPECIFICHE

- ❖ 10 posizioni per I campioni
- ❖ Accesso Random
- ❖ Autostart
- ❖ Risultati a video e stampa automatica in 30 min.

FEATURES

- ❖ Random access, auto start measurement
- ❖ Strong anti-interference ability
- ❖ Equipment is open consumable system
- ❖ Real-time display of test progress, automatic printing of results

CARETIUM- XC-A30

SPECIFICHE

- ❖ 30 posizioni per I campioni
- ❖ Accesso Random
- ❖ Autostart
- ❖ Risultati a video e stampa automatica in 30 min.

FEATURES

- ❖ Random access, auto start measurement
- ❖ Strong anti-interference ability
- ❖ Equipment is open consumable system
- ❖ Real-time display of test progress, automatic printing of results



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
immunoFLUORESCENCE		
VECHEK™ FLUORESCENCE IMMUNOASSAY ANALYZER Analizzatore in Fluorescenza Monotest. FIA Quantitative POCT Platform.	VFR-100	each

Il lettore VECHEK® Fluorescence Immunoassay utilizza la tecnologia in immunofluorescenza per l'analisi quantitativa monotest di diversi biomarcatori su differenti matrici. Il sistema è basato su specifica reazione antigene/anticorpo che a sua volta si lega ad un fluoroforo.
Matrici: siero, plasma, urina, sangue intero e feci.
Markers: ormonali, cardiaci - epatici - malattie infettive

VECHEK™ - Veterinary Fluorescence Immunoassay



SPECIAL TEST

- ❖ CHW/FHW Antigen Canine/Feline
- ❖ Canine C-reactive Protein
- ❖ Canine NT-proBNP Antigen
- ❖ Canine Cortisol Antigen
- ❖ Canine Parvovirus Antigen
- ❖ Canine Pancreatic Lipase Antigen
- ❖ Canine T4
- ❖ Canine cCys-C Antigen
- ❖ Feline Panleucopenia Virus Antigen
- ❖ Feline Pancreatic Lipase Antigen
- ❖ Feline Serum Amyloid A Antigen
- ❖ Feline T4
- ❖ Feline fCys-C Antigen
- ❖ Canine D-Dimer
- ❖ Canine Progesterone (P4)
- ❖ Feline Coronavirus Antigen
- ❖ Feline Immunodeficiency Antibody
- ❖ Feline Leukemia Virus Antigen

VECHEK™ Fluorescence Immunoassay Analyzer

Fluorescence Immunoassay Analyzer is an analyzer based on the detection of fluorescence emitted during immunoassay with antigen-antibody interactions. The analyzer is designed to provide quantitative or qualitative results by examining animal samples with specific test units.



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
URINE ANALYSYS SYSTEM		
URI-TEX VET Analizzatore urina semiautomatico 120 test/ora		
Uri-Tex VET is the semiautomatic Urine Chemistry Analyzer to be used with Cormay Urinalysis Strips.	X-170	each

Uri Tex Vet, analizzatore semiautomatico portatile per l'analisi delle urine, specifico per uso veterinario. L'analizzatore determina utilizza due tipologie di strips differenti a 10 parametri o a due parametri.
 10 parametri: glucose, bilirubin, urobilinogen, blood, ketones, leukocytes, nitrite, protein, pH, specific gravity.
 2 parametri: microalbumin, creatinine.

URI-TEX[®]-VET



FEATURES

- ❖ semi – automated portable analyzer
- ❖ compact size
- ❖ result after 60 s
- ❖ simple operation by touchscreen
- ❖ memory: 2000 results – easy check of the past results using patient ID
- ❖ result printing: via PC or external printer (optional product)
- ❖ PC software (option)
- ❖ collegamento LIS

URI-TEX[®]-STRIPS

SPECIFICHE

- ❖ analizzatore semi-automatico portatile
- ❖ dimensioni compatte
- ❖ risultati dopo 60 secondi
- ❖ semplice utilizzo tramite touchscreen
- ❖ memoria: 2000 risultati – ricerca storico risultati tramite ID-paziente
- ❖ stampa: via PC or stampante esterna (optional)



Pagina lasciata
Intenzionalmente vuota


CERTIFICAZIONI

Tutti i test presenti in questo catalogo sono certificati CE e soddisfano tutte le disposizioni della direttiva 98/79/CE e successive modifiche ed integrazioni che la riguardano - salvo diversamente indicato.

Codici, confezionamenti e specifiche tecniche possono variare in qualsiasi momento a discrezione dell'azienda.

CE marking of In Vitro Diagnostic Medical Devices - IVDD (98/79/EC)

According to the IVDD, in vitro diagnostic medical devices include: reagents, reagent products, calibration materials, control materials, kits, instruments, apparatus, equipment, and systems that are intended for use in the examination of specimens taken from the human body (tissue, blood, urine, etc.) to diagnose diseases, to monitor a person's state of health, or to monitor therapeutic procedures.



Always There

Meridian Healthcare®
medical diagnostics and equipment



Italy Corporate Headquarter
Meridian Healthcare
Via G. Guglielmino, 68
95030 Tremestieri Etneo (Catania) – Italy
Tel: +39 095 7256869 / +39 0922 83 21 88
Fax: +39 095 725 44 54

Technical Support
Engineering Department
Meridian Healthcare
Tel: +39 393 84 219 67
Fax: +39 095 725 44 54
mail: specialist@meridianhealthcare.it

Customer Service
Meridian Healthcare
Tel: +39 095 725 68 69 / +39 0922 83 21 88
Fax: +39 095 725 44 54
mail: info@meridianhealthcare.it
marketing@meridianhealthcare.it

Sales and Orders
Meridian Healthcare
Tel: +39 095 725 68 69
Fax: +39 095 725 44 54
mail: ordini@meridianhealthcare.it
amministrazione@meridianhealthcare