

## Lyme Borreliosis



## Lyme Borreliosis

nuovo test rapido qualitativo in laboratorio  
su campioni di siero e plasma.

## LATERAL FLOW

### RILEVAZIONE


Anticorpi specifici IgG e IgM contro le specie di Borrelia

Test Rapido a lettura visiva

Sensibilità: 91,3%

Specificità: 81,3%

Risultato: 10 minuti



CE

### INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice Dispositivo  
870001

Dispositivo  
Borrelia Burgdorferi Test Rapido

Confezione  
10 test