

trade diagnostical products  
for clinical laboratories  
products for life.

# PROFESSIONAL PRODUCT LIST

**2024**

**LABORATORY**

**research**

**and**

**application laboratories**

# MERIDIAN HEALTHCARE

Make it easier for you **laboratory**

Sistemi  
di centrifugazione e agitazione per il  
laboratorio clinico e centri di ricerca.  
Tecnologia avanzata e design unici.

# INDICE - INDEX

PRODUCT NAME	PAGE		
<b>CENTRIFUGHE - CENTRIFUGE</b>			
CENTRIFUGHE BASCULANTI SWING-OUT CENTRIFUGE	2	AGITATORE BASCULANTE ROCKING SHAKER	30
CENTRIFUGA BASCULANTE microtube Microtube SWING-OUT CENTRIFUGE	6	AGITATORE 3D 3D SHAKER	31
CENTRIFUGHE per LABORATORIO CLINICO CLINICAL CENTRIFUGE	7		
CENTRIFUGA per MICROPIASTRE MICROPLATE CENTRIFUGE	11		
CENTRIFUGA per ID-CARD FID-CARD CENTRIFUGE	12		
CENTRIFUGHE MINI COMBO MINI COMBO CENTRIFUGE	13	CONTATTI - CONTACTS	34
CENTRIFUGA per EMATOCRITO HEMATOCRIT CENTRIFUGE	14		
CENTRIFUGHE CLINICHE MINI MINI CLINICAL CENTRIFUGE	15		
CENTRIFUGA per MICRO PROVETTE MICROTUBE CENTRIFUGE	19		
CENTRIFUGA MINI MULTIFUNZIONE MULTI FUNCTION MINI CENTRIFUGE	20		
CENTRIFUGA MINI ALTA VELOCITÀ MINI CENTRIFUGE HIGH SPEED	21		
<b>AGITATORI - SHAKERS</b>			
AGITATORE MULTIFUNZIONE MULTI FUNCTION SHAKER	24		
AGITATORE a RULLI ROLLING SHAKER	25		
AGITATORE a PIATTO ROTANTE WHEEL SHAKER	26		
AGITATORE ROTATIVO ROTATION SHAKER	27		
AGITATORE ORBITALE ORBITAL SHAKER	28		
AGITATORE a MOVIMENTO ALTERNATO LINEAR SHAKER	29		

Pagina lasciata  
intenzionalmente vuota



# CENTRIFUGE

swing-out - clinical - microplate - ID Card

# SHAKER

orbital - rotation - rolling - multi-function


## CENTRIFUGHE

sistemi per laboratori di chimica clinica, biologia molecolare e ID-Card

## AGITATORI

sistemi di agitazione a rulli, a piatto rotante, basculanti, orbitali

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA BASCULANTE - SWING-OUT CENTRIFUGE</b>		
<b>HW6B</b> Centrifuga basculante + accessori Clinical Centrifuge swing-out	C-22000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga basculante per provette 24x10 ml
- Display LCD
- Adattatori inclusi per provette 24x7 ml / 5 ml / 3 ml
- Velocità: da 300 a 4000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 19 kg.


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA BASCULANTE - SWING-OUT CENTRIFUGE</b>		
<b>HW8S</b> Centrifuga basculante + accessori Clinical Centrifuge swing-out	C-21000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga basculante per provette 8x18 ml
- Display LCD
- Adattatori inclusi per provette 8x15 ml / 10 ml / 7 ml / 5 ml / 3 ml / 1,5 ml
- Velocità: da 300 a 4000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 19 kg.

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA BASCULANTE - SWING-OUT CENTRIFUGE</b>		
<b>HW6S</b> Centrifuga basculante + accessori Clinical Centrifuge swing-out	C-20000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga basculante per provette 6x50 ml
- Display LCD
- Adattatori inclusi per provette 6x10 ml / 7 ml / 5 ml / 3 ml / 1,5 ml
- Velocità: da 300 a 4000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 19 kg.



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA BASCULANTE - SWING-OUT CENTRIFUGE</b>		
<b>HW4S</b> Centrifuga basculante + accessori Clinical Centrifuge swing-out	C-26000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga basculante per provette 4x Ø44-30 mm
- Display LCD
- Velocità: da 300 a 4000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 15 kg.


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA BASCULANTE microtube - SWING-OUT MICROTUBE CENTRIFUGE</b>		
<b>HW12S</b> Centrifuga Basculante per microtube Microtube Centrifuge swing-out	C-30000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga Basculante per microtube
- Display LCD
- Rotori inclusi per microtube 12x1.5/2.0 ml e 12x0.5 ml
- Velocità: da 500 a 8000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 6.5 kg.


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA CLINICA - CLINICAL CENTRIFUGE</b>		
<b>HW8P</b> Centrifuga ad angolo fisso + accessori Clinical Centrifuge with fixed angle rotor	C-23000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga ad angolo fisso per provette 8x50 ml
- Display LCD
- Adattatori inclusi per provette 8x10 ml / 7 ml / 5 ml / 3 ml / 1,5 ml
- Velocità: da 300 a 4000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 15 kg.

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA CLINICA - CLINICAL CENTRIFUGE</b>		
<b>HW12P</b> Centrifuga ad angolo fisso + accessori Clinical Centrifuge with fixed angle rotor	C-25000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga ad angolo fisso per provette 12x15 ml
- Display LCD
- Adattatori inclusi per provette 12x10 ml / 7 ml / 5 ml / 3 ml / 1,5 ml
- Velocità: da 300 a 4000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 15 kg.


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA CLINICA - CLINICAL CENTRIFUGE</b>		
<b>HW8M</b> Centrifuga ad angolo fisso + accessori e coperchio trasparente Clinical Centrifuge with fixed angle rotor	C-14000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga ad angolo fisso per provette 8x50 ml con coperchio trasparente
- Display LCD
- Adattatori inclusi per provette 8x10 ml / 7 ml / 5 ml / 3 ml / 1,5 ml
- Velocità: da 300 a 4000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 11 kg.

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA CLINICA - CLINICAL CENTRIFUGE</b>		
<b>HW12M</b> Centrifuga ad angolo fisso + accessori e coperchio trasparente Clinical Centrifuge with fixed angle rotor	C-13000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga ad angolo fisso per provette 12x15 ml con coperchio trasparente
- Display LCD
- Adattatori inclusi per provette 12x10 ml / 7 ml / 5 ml / 3 ml / 1,5 ml
- Velocità: da 300 a 4000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 11 kg.


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA per MICROPIASTRE - MICROPLATE CENTRIFUGE</b>		
<b>HW2</b> Centrifuga per micropiastre PCR o Deepwell Microplate Centrifuge PCR or Deepwell	C-16000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga per micropiastre ad alta capacità.
- Display LCD
- Alloggiamento per 2x96 o 4x96 micropiastre PCR o 2 piastre Deepwell
- Velocità: da 500 a 2000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 10.5 kg.

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA ID CARD - ID CARD CENTRIFUGE</b>		
<b>HW24C</b> Centrifuga per ID-Card ID-Card Centrifuge	C-17000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga per ID-CARD
- Display LCD
- Alloggiamento per 24 ID-CARD
- Velocità: 870 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 11 kg.



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA MINI COMBO - MINI COMBO CENTRIFUGE</b>		
<b>HW6CP</b> Centrifuga Mini Combo + accessori Mini Combo Centrifuge	C-35000	each




## SPECIFICHE

- Centrifuga MINI COMBO
- Display LCD
- Fornita con 4 rotori e Adattatori per provette 6x15 ml / 10 ml / 7 ml / 3 ml - ematocrito 24x75 mm, provette 4x50 ml, microtube 12x2.0/1.5 ml o 12x0.5 ml
- Velocità: da 300 a 12000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 6.5 kg.



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA per EMATOCRITO - HEMATOCRIT CENTRIFUGE</b>		
<b>HW24HP</b> Centrifuga per Ematocrito Hematocrit Centrifuge	C-33000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga per Ematocrito con Rotore in Alluminio
- Display LCD
- Capacità: 24x75 mm
- Velocità: da 500 a 12000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 6.5 kg.




PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA CLINICA MINI - MINI CLINICAL CENTRIFUGE</b>		
<b>HW6MP</b> Centrifuga MINI + accessori MINI Clinical Centrifuge with fixed angle rotor	C-32000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga MINI per provette 6x15 ml
- Display LCD
- Set di Adattatori inclusi per provette 6x10 ml / 7 ml / 5 ml / 3 ml e microtube 6x1.5/2.0 ml
- Velocità: da 300 a 5000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 6.5 kg.


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA CLINICA MINI - MINI CLINICAL CENTRIFUGE</b>		
<b>HW4MP</b> Centrifuga MINI + accessori MINI Clinical Centrifuge with fixed angle rotor	C-31000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga MINI per provette 4x50 ml
- Display LCD
- Set di Adattatori inclusi per provette 4x10 ml / 7 ml / 5 ml / 3 ml - 4x15 ml e microtube 4x1.5/2.0 ml
- Velocità: da 300 a 5000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 6.5 kg.


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA CLINICA MINI - MINI CLINICAL CENTRIFUGE</b>		
<b>HW6M</b> Centrifuga MINI + accessori e coperchio trasparente MINI Clinical Centrifuge with fixed angle rotor	C-12000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga MINI per provette 6x15 ml
- Display LCD
- Set Adattatori inclusi per provette 6x10 ml / 7 ml / 5 ml / 3 ml e micro tube 6x1.5/2.0 ml
- Velocità: da 300 a 5000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 4.5 kg.


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA CLINICA MINI - MINI CLINICAL CENTRIFUGE</b>		
<b>HW4M</b> Centrifuga MINI + accessori e coperchio trasparente MINI Clinical Centrifuge with fixed angle rotor	C-15000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga MINI per provette 4x50 ml
- Display LCD
- Adattatori inclusi per provette 4x15 ml / 10 ml / 7 ml / 3 ml e micro tube 4x1.5/2.0 ml
- Velocità: da 300 a 5000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 4.5 kg.

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA per MICRO PROVETTE - MICROTUBE CENTRIFUGE</b>		
<b>HW56</b> Centrifuga per Micro Provette Microtube Centrifuge	C-10000	each



## SPECIFICHE

- Centrifuga per Micro Provette
- Display LCD
- Capacità: 12x0.5 mm + 12x1.5/2ml + 4x8x0.2 ml
- Velocità: da 500 a 8500 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 4.3 kg.

**PRODUCT NAME**

**REF**

**PACKAGING**


**CENTRIFUGA MULTIFUNZIONE MINI - MULTI FUNCTION MINI CENTRIFUGE**

**HW6**

Centrifuga Multifunzione MINI  
Multi Function MINI Centrifuge

L-2109 A/B/C

each



**SPECIFICHE**

- Centrifuga Multifunzione MINI
- Display LCD
- Fornita con Rotori R1 e R2: 6x1.5/2 ml + 2x8x0.2 ml
- A richiesta: Rotori R3, R4, R5
- Velocità: da 1000 a 12000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 0.9 kg.





PRODUCT NAME

REF

PACKAGING

**CENTRIFUGA MINI ALTA VELOCITÀ - MINI CENTRIFUGE HIGH SPEED**

**L-2106**

Centrifuga MINI Alta Velocità  
MINI Centrifuge High Speed

L-2106/10/11

each



**SPECIFICHE**

- Centrifuga MINI alta velocità
- Display LCD
- Capacità: micro provette 12x1.5/2 ml
- Rotore in metallo autoclavabile a 121°C
- Velocità: da 800 a 15000 rpm
- Timer: da 15 secondi a 99 minuti
- Apertura automatica del coperchio
- Peso: 12 kg.



**R-12-16**

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>CENTRIFUGA MINI ALTA VELOCITÀ - MINI CENTRIFUGE MULTI SPEED</b>		
<b>LED-12K</b> Centrifuga MINI Alta Velocità MINI Centrifuge Multi Speed	L-2101	each



### SPECIFICHE

- Centrifuga MINI alta velocità
- Display LCD
- Capacità: micro provette 6x1.5/2 ml
- Fornita con Rotori R1 e R2
- Velocità: da 1000 a 12000 rpm
- Peso: 6 kg.



PRODUCT NAME

REF

PACKAGING

**CENTRIFUGA MINI ALTA VELOCITÀ - MINI CENTRIFUGE MULTI SPEED**

**4K-6K-10K**

Centrifuga MINI 3 Velocità  
Three speed MINI Centrifuge

L-2099

each



**SPECIFICHE**

- Centrifuga MINI a 3 velocità
- Display LCD
- Capacità: micro provette 6x1.5/2 ml + 2x8x0.2 ml
- Fornita con Rotori R1 e R2
- Velocità: 4000, 6000 o 10000 rpm
- Peso: 6 kg.



Rotor #1












Rotor #2

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>AGITATORE MULTIFUNZIONE - MULTI FUNCTION SHAKER</b>		
<b>MX1</b> Agitatore Orbitale Multifunzione Multi Function Shaker	H-10000	each



## SPECIFICHE

- Agitatore Multifunzione
- Display LCD
- Movimento: orbitale
- Funzione Countdown
- Velocità: da 300 a 3000 rpm
- Peso: 2.5 kg.

Model	Ord.No	Description
 MX 1 Multi-function Shaker	H-10000	Suitable for mixing tasks with all small vessels and microplates
 MX 1.1 Standard attachment	H-10001	For test tubes and small vessels upto Ø 50 mm
 MX 1.2 Round attachment	H-10002	For different rubber foam inserts
 MX 1.3 Microplate attachment	H-10003	For one microplate
 MX 1.2.1 Microdish attachment	H-10004	For inserting into the round attachment
 MX 1.2.2 Test tube insert	H-10005	You can make holes as you like
 MX 1.2.3 Test tube insert	H-10006	For 14 test tubes Ø 10 mm
 MX 1.2.4 Test tube insert	H-10007	For 6 test tubes Ø 12 mm
 MX 1.2.5 Test tube insert	H-10008	For 4 test tubes Ø 16 mm


PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>AGITATORE a RULLI - ROLLING SHAKER</b>		
<b>RM1</b> Agitatore a Rulli Three speed MINI Centrifuge	H-11000	each



## SPECIFICHE

- Agitatore a Rulli
- Numero rulli: 7
- Display LCD
- Movimento: rotativo e oscillatorio
- Timer: da 1 s. a 24 h.
- Velocità: regolabile da 10 a 100 rpm
- Peso: 2.7 kg.

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>AGITATORE a PIATTO ROTANTE - WHEEL SHAKER</b>		
<b>OM1</b> Agitatore a piatto rotante + accessori Wheel Shaker	H-12000	each




## SPECIFICHE

- Agitatore a Piatto Rotante
- Accessori inclusi per provette 18x15 ml / 60x1.5/2 ml / 18x5 ml / 9x50 ml
- Display LCD
- Timer: da 1 s. a 24 h.
- Inclinazione: regolabile da 0° a 90°
- Velocità: da 10 a 80 rpm
- Peso: 3 kg.




PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>AGITATORE ROTATIVO - ROTATION SHAKER</b>		
<b>LM1</b> Agitatore rotativo + accessori Rotation Shaker	H-13000	each



## SPECIFICHE

- Agitatore Rotativo
- Accessori inclusi per provette 48x1./2 ml / 36x5 ml / 24x15 ml / 18x50 ml
- Display LCD
- Timer: da 1 s. a 24 h.
- Inclinazione: regolabile da 0° a 90°
- Velocità: da 10 a 80 rpm
- Peso: 3.5 kg.

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>AGITATORE ORBITALE - ORBITAL SHAKER</b>		
<b>OS</b> Agitatore Orbitale Rotation Shaker	H-15000 H-15001 H-15002	each each each



### SPECIFICHE

- Agitatore Orbitale
- Display LCD
- Timer: da 1 min. a 24 h.
- Carico massimo: 7.5 kg.
- Velocità: da 50 a 500 rpm Ø 10mm - da 50 a 350 rpm Ø 20mm - da 30 a 250 rpm Ø 30mm
- Peso: 13 kg.



PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>AGITATORE a MOVIMENTO ALTERNATO - LINEAR SHAKER</b>		
<b>LS</b> Agitatore a Movimento Alternato Linear Shaker	H-16000 H-16001	each each



## SPECIFICHE

- Agitatore a Movimento Alternato
- Display LCD
- Timer: da 1 min. a 24 h.
- Carico massimo: 7.5 kg.
- Velocità: da 50 a 350 rpm Ø 10mm - da 30 a 250 rpm Ø 20mm
- Peso: 13 kg.

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>AGITATORE BASCULANTE - ROCKING SHAKER</b>		
<b>RS1</b> Agitatore Basculante Rocking Shaker	H-17000	each



### SPECIFICHE

- Agitatore Basculante
- Display LCD
- Timer: da 1 min. a 24 h.
- Carico massimo: 10 kg.
- Velocità: da 10 a 80 rpm
- Peso: 13 kg.

PRODUCT NAME	REF	PACKAGING
<b>AGITATORE 3D - 3D SHAKER</b>		
<b>3DS 1</b> Agitatore con movimento 3D 3D Shaker	H-18000	each



### SPECIFICHE

- Agitatore con movimento 3D
- Display LCD
- Timer: da 1 min. a 24 h.
- Carico massimo: 7.5 kg.
- Velocità: da 10 a 80 rpm
- Peso: 13 kg.

Pagina lasciata  
Intenzionalmente vuota


# CERTIFICAZIONI

Tutti i test presenti in questo catalogo sono certificati CE e soddisfano tutte le disposizioni della direttiva 98/79/CE e successive modifiche ed integrazioni che la riguardano - salvo diversamente indicato.

Codici, confezionamenti e specifiche tecniche possono variare in qualsiasi momento a discrezione dell'azienda.

## CE marking of In Vitro Diagnostic Medical Devices - IVDD (98/79/EC)

According to the IVDD, in vitro diagnostic medical devices include: reagents, reagent products, calibration materials, control materials, kits, instruments, apparatus, equipment, and systems that are intended for use in the examination of specimens taken from the human body (tissue, blood, urine, etc.) to diagnose diseases, to monitor a person's state of health, or to monitor therapeutic procedures.



Always There

Meridian Healthcare®  
medical diagnostics and equipment



**Italy Corporate Headquarter**  
Meridian Healthcare  
Via G. Guglielmino, 68  
95030 Tremestieri Etneo (Catania) – Italy  
Tel: +39 095 7256869 / +39 0922 83 21 88  
Fax: +39 095 725 44 54

Technical Support  
Engineering Department  
Meridian Healthcare  
Tel: +39 393 84 219 67  
Fax: +39 095 725 44 54  
mail: [specialist@meridianhealthcare.it](mailto:specialist@meridianhealthcare.it)

**Customer Service**  
Meridian Healthcare  
Tel: +39 095 725 68 69 / +39 0922 83 21 88  
Fax: +39 095 725 44 54  
mail: [info@meridianhealthcare.it](mailto:info@meridianhealthcare.it)  
[marketing@meridianhealthcare.it](mailto:marketing@meridianhealthcare.it)

**Sales and Orders**  
Meridian Healthcare  
Tel: +39 095 725 68 69  
Fax: +39 095 725 44 54  
mail: [ordini@meridianhealthcare.it](mailto:ordini@meridianhealthcare.it)  
[amministrazione@meridianhealthcare.it](mailto:amministrazione@meridianhealthcare.it)