

## Clostridium Tetani

nuovo test rapido qualitativo  
in laboratorio su siero, plasma e sangue intero

### LATERAL FLOW

#### RILEVAZIONE

anticorpi antitossina Tetanica

Test Rapido a lettura visiva

Limite di rilevazione: 0.1 IU/ml.

Sensibilità: 94.1%

Specificità: 98,9%

Risultato: 10 minuti



## anticorpi antitossina TETANICA Test Rapido ( Clostridium Tetani )

Nuovo test rapido immunocromatografico per l'individuazione qualitativa degli anticorpi della tossina del Tetano su sangue intero, siero o plasma per coadiuvare la diagnosi dell'infezione da tossina di Tetano. Test Lateral Flow a lettura visiva.



POSITIVO



NEGATIVO



INVALIDO

#### INFORMAZIONI PER ORDINI:

Codice Dispositivo  
ITE-402

Dispositivo  
Clostridium Tetani Test Rapido

Confezione  
25 test