

Echinococcus (Echi) IgG Rapid Test

Human echinococcosis is a zoonotic disease (a disease that is transmitted to humans from animals) that is caused by parasites. After infection with Echinococcus, specific antibodies are formed against the pathogen as a result of the response from the immune system. By using immunological methods, it is possible to determine the antibodies in the Human Serum / Plasma or whole blood. The Test is a rapid visual assay based on principles of immuno-chromatography to qualitatively detect the presence of IgG antibodies to Echinococcus in Human Serum / Plasma or Whole Blood.

Neglected Tropical Diseases (NTD)

FEATURES

- Simple, Accurate, Fast.
- Sample: serum, plasma, wb.
- 🕒 Reliable Results in 15 minutes.
- Three antigens
- Sensitivity: 70%
- Specificity: 90%
- CE marked




EgP164, EgP43, EgP24

Echinococcus (Echi) IgG Rapid Test

Le **echinococcosi** (o **idatidosi**) sono antropo-zoonosi parassitarie causate dalla forma larvale di varie specie di elminti cestodi, del genere Echinococcus. Strettamente parlando l'idatidosi è la malattia causata dal metacestode e l'echinococcosi la malattia causata dall'adulto, ma si è recentemente convenuto di definire indistintamente "echinococcosi" le due patologie. **Echinococcus (Echi) IgG JD Biotech®** è un test rapido immunocromatografico a tre antigeni **EgP164, EgP43, EgP24**, per uso diagnostico in vitro, inteso come screening qualitativo per la rilevazione degli anticorpi anti-Echinococco IgG su campioni di siero, plasma e sangue intero.

SPECIFICHE

- Semplice, Accurato, Veloce.
- Campione: siero, plasma e sangue intero.
- 🕒 Risultato in 15 minuti.
- Sensibilità: 70%
- Specificità: 90%
- CE marked



EUROPE Ordering Information:



PRODUCT

Echinococcus (Echi) IgG

REF.

JECHI-G-02

N. Test

25 card