

HEPATITIS DISEASE IMMUNOASSAY LATERAL FLOW

BIOPANDA® EPATITE B



Nuovi Test Rapidi Lateral Flow per lo screening rapido qualitativo degli anticorpi del Virus dell'Epatite B in campioni di siero o plasma. Test ad esclusivo uso professionale di ricerca in vitro.

HBsAb, HBeAb, HBeAg, HBcAb
R.U.O.

SPECIFICHE COMUNI:

- Test diretti su siero o plasma.
- 🕒 Tempo di esecuzione: 15 min.
- Campione: 75 µL.
- Confezione: 20 test

SPECIFICHE PER SINGOLO TEST:

HBsAb

- Sensibilità relativa: >99,9%
- Specificità relativa: 99,4%
- Accuratezza analitica: 99,6%

HBeAb

- Sensibilità relativa: 97,3%
- Specificità relativa: 97,9%
- Accuratezza analitica: 97,7%

HBeAg

- Sensibilità relativa: 99,9%
- Specificità relativa: 98,8%
- Accuratezza analitica: 99,1%

HBcAb

- Sensibilità relativa: 97,8%
- Specificità relativa: 97,7%
- Accuratezza analitica: 97,8%

INFO PER ORDINI:

Codice RAPG-HBsAb-001 HBsAb 20 test

Codice RAPG-HBeAb-001 HBeAb 20 test

Codice RAPG-HBeAg-001 HBeAg 20 test

Codice RAPG-HBcAb-001 HBcAb 20 test

R.U.O.

