

HBsAb, HBeAb, HBeAg, HBcAb

SPECIFICHE COMUNI:

• Test diretti su siero o plasma.

• Tempo di esecuzione: 15 min.

Campione: 75 μL.Confezione: 20 test

SPECIFICHE PER SINGOLO TEST:

HBsAb

Sensibilità relativa: >99,9%
Specificità relativa: 99,4%
Accuratezza analitica: 99.6%

HBeAb

Sensibilità relativa: 97,3%
Specificità relativa: 97,9%
Accuratezza analitica: 97,7%

HBeAg

Sensibilità relativa: 99,9%
Specificità relativa: 98,8%
Accuratezza analitica: 99,1%

HBcAb

Sensibilità relativa: 97,8%
Specificità relativa: 97,7%
Accuratezza analitica: 97,8%

INFO PER ORDINI:

Codice RAPG-HBeAb-001 HBeAb 20 test
Codice RAPG-HBeAg-001 HBeAg 20 test
Codice RAPG-HBcAb-001 HBcAb 20 test

Codice RAPG-HBsAb-001 HBsAb 20 test

RUO



