

LUPUS Anticoagulante L.A.C.

Il test Lupus Anticoagulante (LAC) ricerca autoanticorpi, prodotti erroneamente dal sistema immunitario e diretti contro i fosfolipidi presenti sulla superficie cellulare. Il meccanismo con il quale questi anticorpi interferiscono con i processi coagulativi e il motivo per cui la loro presenza aumenti il rischio di sviluppare **episodi trombotici**, non è ancora del tutto chiarito. La presenza di LAC può aumentare il rischio di sviluppare una coagulazione inappropriata nelle vene e nelle arterie dell'organismo e spesso nelle vene degli arti inferiori (trombosi venosa profonda). Questi coaguli possono determinare l'interruzione del flusso sanguigno in qualsiasi parte dell'organismo e quindi portare a ictus, arresto cardiaco o embolia polmonare. La presenza di LAC è spesso associata anche ad aborti spontanei ricorrenti. Gli anticorpi LAC sono uno dei tre principali anticorpi antifosfolipidi associati con un aumentato rischio di trombosi e di sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi (APS), un raro disordine autoimmune caratterizzato dall'eccessiva formazione di coaguli, insufficienza d'organo e complicanze in gravidanza. Gli altri due sono gli anticorpi anti cardiolipina e anti β 2-glicoproteina 1.

L.A.C. screening e conferma


Nuovo reagente L.A.C. per il test di screening e di conferma della presenza di Lupus Anticoagulante su campioni di plasma. L'utilizzo è indicato per quei campioni di plasma che presentano un prolungamento dell'APTT non riconducibile a cause note (carenze di fattori, presenza certa di altri inibitori, pazienti in terapia eparinica, ecc.).

SPECIFICHE

- Kit unico: L.A.C. Screen + L.A.C. Confirm
- Numero Test: 10
- Unità di Misura: Ratio Normalizzata e Secondi
- Utilizzo: Coagulometri Semiautomatici e Automatici

Valori di Riferimento RATIO:

- $R < 1.3$ Normale - Assenza di L.A.
- $R 1.5/1.8$ Moderata presenza di L.A.
- $R 1.8/2.4$ Elevata presenza di L.A.
- $R > 2.4$ Elevata presenza di L.A.



Informazioni per ordini:

Prodotto: LUPUS ANTICOAGULANTS (LA)

Codice: COAG106A

Confezione: 2x1 ml; 1x2.5 ml



Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare srl

68 - Tremestieri Etneo

Catania, IT 95030

Phone: 095 - 725 68 69 (0039)

Fax: 095 - 725 44 54 (0039)