

# SMART

Nuove Micropipette

Serie SMART ACCUMAX fine care



## SPECIFICHE TECNICHE:

### Caratteristiche del Prodotto:

- ✚ Prodotto di Fascia Alta.
- ✚ Design ergonomico.
- ✚ Impugnatura morbida.
- ✚ Leggera e compatta.
- ✚ Minimo sforzo applicabile dall'operatore per l'azionamento dello stantuffo.

### Specifiche:

- ✚ Materiale: Teflon speciale al posto degli O-ring convenzionali con conseguente lunga durata, precisione e regolarità di funzionamento.
- ✚ Impugnatura: elastomero termoplastico che impedisce il trasferimento di calore dalla mano alla pipetta, garantendo elevata precisione anche durante un utilizzo intensivo.
- ✚ Display: ampio e chiaro, sempre visibile durante le operazioni di pipettaggio.
- ✚ Sicurezza: meccanismo di bloccaggio per impedire modifiche accidentali del volume.
- ✚ Estrazione: estrattore automatico del puntale.
- ✚ Angolazione di lavoro: Manifold regolabile e rotazione a 360°C.
- ✚ Pulizia: totalmente autoclavabile a 121°C.

### Benefits:

- ✚ Uso Ambulatoriale, medici generici, specialisti etc.
- ✚ Uso Professionale: Laboratori, Centri di Ricerca e Università.
- ✚ Pipettaggi accurati anche per micro quantità.
- ✚ Fascia alta ad un prezzo contenuto.

## ELENCO MODELLI DISPONIBILI

REF.	VARIABILI	RANGE	STEP
SVA-125		0.1-2.5	0.002 µL
SVA-100		0.5-10	0.02 µL
SVA-200		5-50	0.1 µL
SVA-500		10-100	0.1 µL
SVA-600		100-1000	1 µL
SVA-700		2-20	0.02 µL
SVA-800		20-200	0.2 µL
SVA-905		500-5000	10 µL
SVA-1000		1000-10000	20 µL
REF.	8 CANALI	RANGE	STEP
SMA8-300		30-300	0.2 µL
REF.	FISSE	RANGE	
SFA-5		5 µL	
SFA-10		10 µL	
SFA-20		20 µL	
SFA-50		50 µL	
SFA-100		100 µL	
SFA-200		200 µL	
SFA-1000		1000 µL	

Disponibili a richiesta ulteriori range di misura.



## Meridian Healthcare srl

Tel. +39 095 725 68 69 Fax: +39 095 725 44 54  
info@meridianhealthcare.it  
www.meridianhealthcare.it

Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare®  
medical diagnostics and equipment