

Reagenti e coloranti in Dropper

Reagenti per identificazione microbica e kit colorazione vetrini, confezionati in pratici flaconcini di plastica con gocciolatore.



☀ Reagenti per identificazione

KOVAC'S Reagent ref. 87001 20 x 2.5 mL
Contiene 20 flaconcini da 2.5 mL di reagente di Kovac's (p-dimetilaminobenzaldeide).



VP (NaOH) Reagent ref. 87002 20 x 2.5 mL
Contiene 10 flaconcini da 2.5 mL di alfa naftolo (tappo rosso) e 10 flaconcini da 2.5 mL di idrossido di sodio (tappo blu).



VP (KOH) Reagent ref. 87007 20 x 2.5 mL
Contiene 10 flaconcini da 2.5 mL di alfa naftolo (tappo rosso) e 10 flaconcini da 2.5 mL di idrossido di potassio (tappo blu).



CATALASE Reagent ref. 87003 20 x 1 mL
Contiene 20 flaconcini da 1 mL di perossido di idrogeno al 3%.

PHENYLALANINE Reagent ref. 87004 20 x 2.5 mL
Contiene 20 flaconcini da 2.5 mL di cloruro ferrico al 10%.

OXIDASE Reagent ref. 87005 20 x 1 mL
Contiene 20 flaconcini da 1 mL di N-N tetramethyl-p-phenyldiammine.

VASELINE OIL ref. 87006 10 x 10 mL
Contiene 10 flaconcini da 10 mL di olio di vasellina per uso microbiologico.



☀ Kit colorazione vetrini

GRAM COLOR KIT ref. 87101 8 x 12 mL

Ciascun kit contiene:

- 2 flaconcini da 12 mL di Soluzione Cristal Violetto.
- 2 flaconcini da 12 mL di Soluzione Iodica Lugol-PVP.
- 2 flaconcini da 12 mL di Soluzione Decolorante.
- 2 flaconcini da 12 mL di Soluzione Safranina.



ZIEHL-NEESEN COLOR KIT ref. 87102 6 x 12 mL

Ciascun kit contiene:

- 2 flaconcini da 12 mL di Soluzione Fucsina.
- 2 flaconcini da 12 mL di Soluzione Alcool-acido.
- 2 flaconcini da 12 mL di Soluzione Blu di Metilene.



ITALY CONTACT:

Meridian Healthcare srl

Via G. Guglielmino, 68 - 95030 Tremestieri Etneo -

CT Tel. 095 725 68 69 - Fax: 095 725 44 54

e-mail: info@meridianhealthcare.it

Meridian Healthcare®
medical diagnostics and equipment