

SALMONELLA Typhi & spp Rapid Test

Clinical syndromes in humans caused by infection with *Salmonella enterica* are divided into typhoid fever, caused by *S. enterica* serovars typhi and paratyphi, and a range of clinical syndromes, including diarrhoeal disease, caused by the non-typhoid *Salmonellae* (NTS) of which there are around 2,500 serovars. **Salmonella typhi Rapid Test** provides a rapid detection of *Salmonella typhi* directly from the faecal samples.

FEATURES

- 🕒 Simple, Accurate, Fast.
- Direct Testing on human feces specimens.
- 🕒 Reliable Results in 10 minutes.
- Sensitivity spp: >99,0%
- Specificity spp: 97,7%
- Sensitivity Typhi: >99,0%
- Specificity Typhi: >99,0%
- CE marked



The detection limit is: *S. typhi*: 1x10⁴ bacteria/mL.
The detection limit is: *S. enteritidis* 1x10⁴ bacteria/mL.,
S. typhimurium 1x10⁴ bacteria/mL., *S. typhi*: 1x10⁷ C. bacteria/mL.

SALMONELLA ENTERICA Rapid Test

Salmonella enterica, conosciuta in precedenza come *Salmonella choleraesuis*, è un batterio gram-negativo, flagellato, a forma di bastoncino che appartiene al genere delle Salmonelle. Della salmonella enterica sono stati classificati oltre 2 400 sierotipi o serovar. La *Salmonella Typhi* è un serovar (o sierotipo) di *Salmonella enterica* sottospecie *enterica* ed è responsabile della febbre tifoide. Salmonella Ag è un metodo sandwich immunocromatografico per la determinazione qualitativa di *Salmonella TYPHI* e spp. Su campioni fecali.

SPECIFICHE

- 🕒 Semplice, Accurato, Veloce.
- Test diretto su campioni di feci.
- 🕒 Risultato in 10 minuti.
- Sensibilità spp: >99,0%
- Specificità spp: 97,7%
- Sensibilità Typhi: >99,0%
- Specificità Typhi: >99,0%
- CE marked



EUROPE Ordering Information:



PRODUCT

SALMONELLA Ag spp
SALMONELLA Ag Typhi

REF.

1242001
ISTY-602

N. Test

10 card
25 card