

a new marker for histamine intolerance

# THDC Elisa Test Total Histamine Degradation Capacity

The **FD THAK / THDC** test is a enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for the quantitative detection of the capability to degrade histamine in human sera. The kit is designed for *in-vitro* diagnostic use in hospitals and/or medical laboratories.



## FEATURES

- Quantitative ELISA test
- Sample: siero
- Reagents, Standards and Controls : liquid ready to use
- Test Range: 0,1-40 ng/ml
- ⌚ Incubation Time: 24 h. with provocation-solution

### Interpretation:

0 % – 25 %: low to none capability to degrade histamine  
25 % - 40 %: limited capability to degrade histamine  
> 40 %: sufficient capability to degrade histamine

nuovo biomarcatore per l'intolleranza all'istamina

# THDC Elisa Test Total Histamine Degradation Capacity

Nuovo test ELISA per determinare la capacità di degradazione dell'istamina totale (THDC) su campioni di siero umano indipendentemente dallo stato nutrizionale specifico del paziente e su pazienti asintomatici. Il dosaggio su siero prima e dopo provocazione *in vitro* evita al paziente l'eventuale interruzione della dieta. Dopo il saggio prima e dopo provocazione i valori vengono espressi in %.

## SPECIFICHE

- Test quantitativo diretto su campioni di siero
- ⌚ Tempo del saggio: 24 h. con reagente di provocazione
- Reagenti, Calibratori e Controlli liquidi e pronti all'uso
- Range di misura: 0,1-40 ng/ml
- 2x96 test/kit

### Interpretazione dei risultati:

0 % – 25 %: bassa o nessuna capacità di degradazione delle istamine  
25 % - 40 %: limitata capacità di degradazione delle istamine  
> 40 %: sufficiente capacità di degradazione delle istamine



### EUROPE Ordering Information:

**THDC Elisa Test**

**Product Code: FD-THAL-192**

**Packaging: 2x96 test**



Meridian Healthcare®

Meridian Healthcare srl  
68 - Tremestieri Etneo  
Catania, IT 95030  
Phone: 095 - 725 68 69 (0039)