

URI-STAT

**Nuovo Lettore Urine
Semi-Automatiko Point of Care
portatile per uso UMANO**



**Dosaggio quantitativo della Microalbumina e Creatinina nelle Urine.
Calcolo della Ratio tra Microalbumina-Creatinina e Proteine-Creatinina.**

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristiche del Prodotto:

- ✚ Dosaggi routinari e test speciali come Microalbumina, Ipercalciuria etc.
- ✚ Funzionamento semplice e intuitivo
- ✚ Display LCD Touch
- ✚ Leggero, compatto e portatile
- ✚ Visualizzazione automatica dei risultati e informazioni sullo schermo LCD

Specifiche:

- ✚ Misura: Spettrofotometro a filtri interferenziali e Refrattometro
- ✚ Dimensioni: 188 (W) x 74 (D) x 77 (H) mm.
- ✚ Alimentazione: Rete DC 12V/0,33A o Batteria 1,5V x 8
- ✚ Operatività: 120 test/ora in modalità "speed"
- ✚ Interfaccia: USB
- ✚ Peso: 430 gr.
- ✚ Memoria: 2000 risultati
- ✚ Display: 4,3 pollici TFT LCD
- ✚ Software: programma utente PC s/w
- ✚ Stampa risultati: tramite PC o stampante esterna opzionale


Benefits:

- ✚ Uso Ambulatoriale, medici generici, pediatri etc.
- ✚ Uso Professionale: piccoli e medi Lab.
- ✚ Risultati accurati
- ✚ Portatile: funzionamento rete o batterie



ELENCO PARAMETRI DISPONIBILI

REF. Urine Reagent Strips	N. TEST ESEGUIBILI
2GP Proteine, Glucosio	100
3 Proteine, pH, Glucosio	100
3GK Glucosio, Proteine, Chetoni	100
4SG Proteine, Glucosio, SG, pH	100
5 Glucosio, Chetoni, proteine, pH, Sangue	100
10 Leucociti, Nitriti, Urobilinogeno, Proteine, pH, Sangue, Chetoni, Bilirubina, Glucosio	100
11 Leucociti, Nitriti, Urobilinogeno, Proteine, pH, Sangue, Chetoni, Bilirubina, Glucosio, Acido Ascorbico	100
2AC Microalbumina, Creatinina	25
2AC5 Microalbumina, Creatinina	50
10AC Leucociti, Nitriti, Sangue, pH, SG, Chetoni, Glucosio, Proteine, Microalbumina, Creatinina	50



Meridian Healthcare srl

Tel. +39 095 725 68 69 Fax: +39 095 725 44 54
info@meridianhealthcare.it
www.meridianhealthcare.it



Meridian Healthcare®
medical diagnostics and equipment