



URI TEX 300

URINE ANALYSIS SYSTEM

SISTEMA SEMIAUTOMATICO PER URINE



URI TEX 300

URINE ANALYSYS SYSTEM

CARATTERISTICHE

- ❖ sistema semi-automatico
- ❖ 300 test/h. in modalità "one by one"
- ❖ 800 test/h. in modalità "quick"
- ❖ 2000 campioni in memoria
- ❖ facile controllo dei risultati tramite l'ID del paziente
- ❖ stampa via PC con software opzionale o tramite stampante interna
- ❖ collegamento LIS



SPECIFICHE TECNICHE

- ❖ misura: spettrofotometro e rifrattometro
- ❖ filtri: 460, 550, 650 nm
- ❖ alimentazione: 12V DC/3A
- ❖ temperatura d'esercizio: 2-20°C, umidità 10-70%
- ❖ dimensioni: 275 x 250 x 170 mm
- ❖ peso: 1300 gr.

CODICE PRODOTTO: X-180

URINE STRIP 10 PARAMETRI:

- glucosio
- proteine
- pH
- sangue
- chetoni
- peso specifico
- nitrati
- urobilinogeno
- leucociti
- bilirubina



confezione 100 test
codice prodotto: 6-050

URINE STRIP 11 PARAMETRI:

- glucosio
- proteine
- pH
- sangue
- chetoni
- peso specifico
- nitrati
- urobilinogeno
- leucociti
- bilirubina
- acido ascorbico



confezione 100 test
codice prodotto: 6-051

DISPONIBILE la nuova strip 2 parametri:

- microalbumina
- creatinina

confezione 50 test
codice prodotto: X-945