

Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (anti-CCP)

nuovo biomarcatore FIA per la diagnosi precoce di artrite reumatoide

L'RA è una malattia autoimmune sistemica caratterizzata da infiammazione cronica nella membrana sinoviale dell'articolazione. L'ambiguità e la sovrapposizione dei sintomi, soprattutto nelle fasi iniziali, possono rendere difficile diagnosticare questa condizione.

Anti-CCP FIA è un nuovo biomarcatore specifico su piattaforma FLUORECARE® che permette la rilevazione e la valutazione dell'Artrite Reumatoide.

VANTAGGI

- ✓ Monotest.
- ✓ 50 µL di siero o plasma.
- ✓ Incubazione a T.A.
- ✓ ID Chip con calibrazione.
- ✓ Sensibilità analitica: ≤ 7 U/mL
- ✓ Linearità: 10-300 U/mL - ≥ 0.975
- 🕒 Risultato in 15 minuti.



Valori Normali
0-17 U/mL

INFORMAZIONI PER ORDINI:



Codice	Prodotto	Confezione
MF-77	anti-Cyclic Citrullinated Peptide (anti-CCP)	20 Test