

SHIGELLA Antigen Rapid Test

Shigella spp., the causative agents of human shigellosis, are divided into four species: *S. dysenteriae*, *S. flexneri*, *S. boydii* y *S. sonnei*. Clinical symptoms of shigellosis include diarrhoea, fever and stomach cramps, and usually resolves itself after 5 to 7 days. The *Shigella* Antigen Rapid Test Device (Feces) is an *in vitro* immunoassay for the direct and qualitative detection of *Shigella* antigens from human feces. It is intended to aid in the rapid differential diagnosis of shigellosis. Negative results do not preclude *Shigella* infection and should be confirmed via bacterial culture or molecular assay. The test is for professional use only.

FEATURES

- Simple, Accurate, Fast.
- Direct Testing on human feces specimens.
- ⌚ Reliable Results in 10 minutes.
- Sensitivity: 98,3%
- Specificity: 98,1%
- CE marked



SHIGELLA Antigene Rapid Test

Gli agenti causali della shigellosi umana, sono divisi in quattro specie: *S. dysenteriae*, *S. flexneri*, *S. boydii* e *S. sonnei*. I sintomi clinici della shigellosi comprendono diarrea, febbre e crampi allo stomaco e di solito si risolvono da soli dopo 5-7 giorni. Il dispositivo Shigella Antigene è un test immunologico in vitro per la rilevazione diretta e qualitativa degli antigeni Shigella da campioni di feci umane. Ha lo scopo di aiutare nella rapida diagnosi differenziale della shigellosi. I risultati negativi non precludono l'infezione da Shigella e devono essere confermati mediante coltura batterica o analisi molecolare. Il test è solo per uso professionale.

SPECIFICHE

- Semplice, Accurato, Veloce.
- Test diretto su campioni di feci.
- ⌚ Risultato in 10 minuti.
- Sensibilità: 98,3%
- Specificità: 98,1%
- CE marked



EUROPE Ordering Information:

PRODUCT

SHIGELLA Antigen

REF.

ISH-ACO625

N. Test

10 card