

# ALLERGEN TESTS

## Food Panel

Test Item	Cat. No.	Specimen Used	Test Format	CE mark
Egg white	F1-W23	W/S/P	Device	CE
Milk	F2-W23		Device	CE
Peanut	F13-W23		Device	CE
Shrimp	F24-W23		Device	CE



## Inhalation Panel

Test Item	Cat. No.	Specimen Used	Test Format	CE mark
Cat dander	E1-W23	W/S/P	Device	CE
Dog dander	E5-W23		Device	CE
Mite dust (D.Pteronyssinus)	D1-W23		Device	CE
Mite dust (D.farinae)	D2-W23		Device	CE
Aspergillus fumigatus	M3-W23		Device	CE
Alternaria alternate	M6-W23		Device	CE
Cockroach	I6-W23		Device	CE
Timothy	G6-W23		Device	CE
Oak white	T7-W23		Device	CE
Ragweed	W1-W23		Device	CE
Mugwort	W6-W23		Device	CE
Total IgE	IGE-W23		Device	CE

# Nuovi Test Rapidi POCT e Laboratorio

## AssureTech® INALANTI e ALIMENTI

Nuovo test rapido immunocromatografico che consente di eseguire uno screening delle IgE specifiche su sangue capillare dei principali allergeni respiratori e alimentari senza l'ausilio di strumentazione. Il dispositivo può essere utilizzato in laboratorio e in ambulatorio.

## AssureTech® INALANTI e ALIMENTI

IVD di elevata attendibilità, riproducibile, di rapida esecuzione ed estremamente pratico e semplice da eseguire. Il controllo è integrato nel dispositivo per consentire all'operatore di verificare la correttezza del dosaggio e di leggere il risultato con maggiore rapidità e facilità. Caratteristica esclusiva del test è la possibilità di analizzare oltre alle IgE specifiche relative ai singoli allergeni, anche il livello delle IgE totali e la rilevazione di allergie agli scarafaggi un importante fattore di rischio per i ricoveri ospedalieri e in pronto soccorso, nonché una causa significativa di sintomi correlati all'asma, la cui incidenza in Italia è stimata tra il 2-12% della popolazione.

## AssureTech® INALANTI e ALIMENTI

Il dispositivo è disponibile sia per la rilevazione di singoli allergeni sia a pannelli multipli - Combo Test:

- Allergen-W45 ( TlgE,F1,F2,F13,F24)
- Allergen-W45 (G6,T7,W1,W6,MX)
- Allergen-W45 (D1,D2,E1,E5,I6)
- MD-W42 (E1,E5)



**DISTRIBUITO IN ITALIA DA**

**MERIDIAN HEALTHCARE srl**

Via Caronda, 446 SC/A - 95100 CATANIA - ITALIA

Tel.: +39 095 7256869 Fax: +39 095 7254454

e-mail: [info@meridianhealthcare.it](mailto:info@meridianhealthcare.it)

web: [www.meridianhealthcare.it](http://www.meridianhealthcare.it)

**Meridian Healthcare®**  
medical diagnostics and equipment

